

qui, par la suite, guérissent mal. Les personnes appartenant à ce groupe nécessitent un contrôle particulier ainsi qu'une instruction ciblée au sujet des risques particuliers ou mesures de prévoyance. Renoncez à porter les bas si vous avez une plaie ouverte ou une dermatose/affection dermique suintante ou alors veillez à y appliquer un pansement adéquat. Le fabricant se dégage de toute responsabilité de lésions ou blessures dues à une mauvaise manipulation, un non respect des consignes ou à la suite de l'utilisation de produits additionnels ou d'accessoires qui ne proviennent pas de COMPRESSANA. Informez votre médecin dans le cas où ceci ne suffit pas à apaiser des inconforts éventuellement persistants.

#### La catégorie de compression doit être déterminée par le médecin traitant.

#### Élimination

Il n'existe pas de recommandations particulières pour l'élimination du produit. Les bas peuvent être jetés dans les déchets ménagers ; leur emballage est éliminé avec les vieux papiers à recycler.

#### português

#### Meias de apoio até ao joelho com algodão

Suporta e alivia as suas pernas, previne as patologias venosas e o edema, contra a sensação de pernas pesadas, cansadas e doridas

#### COMPRESSANA TWIST

Classe III forte ca. 18 mmHg, 58% Algodão, 26% Poliamida, 16% Elastano

- malha fina e elegante
- delicadas para a pele, respiráveis

#### COMPRESSANA TWIN

Classe IV strong ca. 21 mmHg, 65% Algodão, 22% Poliamida, 13% Elastano

- estáveis e resistentes
- com algodão macio e fios tingidos

Disponíveis com ou sem biqueira. Se tiver dificuldade ao calçar, sentir pressão ou aperto, ou sofrer dos pés, deverá dar preferência aos modelos sem biqueira.

#### Meias até o joelho de apoio com fibra de prata

#### COMPRESSANA X-STATIC

Classe III forte ca. 18 mmHg, 54% Poliéster, 34% Poliamida, 6% Elastano, 6% X-Static / Prata

As propriedades das fibras de prata: Graças a um contacto permanente entre a prata e a superfície de uma fibra de elevado desempenho conseguem-se as seguintes propriedades:

- antimicrobiana
  - hipoalergénica
  - termoreguladora
  - termocondutora / antistática
- Aliado a um reduzido efeito de suporte circulatório, a fibra de prata tem um efeito positivo:
- previne as patologias venosas e o edema
  - contraria a sensação de pernas pesadas, cansadas e doridas
  - ativa a circulação sanguínea

#### Meias de apoio até ao joelho com lã merino

#### COMPRESSANA THERMO lite

Classe III forte ca. 16 mmHg, 46% Lã, 42% Poliamida, 8% Elastano, 4% PES Termolite

- com lã merino para os dias frios
- suporta e alivia as suas pernas
- contra a sensação de pernas pesadas, cansadas e doridas

#### Meias com efeito de suporte e compressão

#### COMPRESSANA aktiv

Compression 0 18 mmHg forte, 58% Algodão, 26% Poliamida, 16% Elastano

- efeito de suporte e compressão para os pés, os calcaneares e os tornozelos
- proporciona um suporte agradável
- consegue evitar o edema e atenuar as dores
- diminui o risco de ferimento
- adequado para o trabalho, o desporto e o lazer

Devido ao espaço reduzido em aviões, autocarros, comboios ou automóveis, muitas vezes as suas pernas permanecem imóveis e numa posição dobrada durante várias horas. O sangue pode „ficar preso“ nas pernas e deixa de ser bombeado convenientemente para o coração. As meias até ao joelho COMPRESSANA são o apoio ideal para as veias das suas pernas em viagens, mantendo a circulação do sangue.

#### Utilização / Instruções de colocação e cuidado

Respeite as indicações da embalagem, do folheto informativo ou as instruções do seu médico, farmacêutico ou técnico. Em caso de dificuldades ao calçar as meias ou outros problemas relacionados com a utilização, pode encontrar instruções adicionais e vídeos de acessórios em [www.compressana.de/downloads](http://www.compressana.de/downloads) e em youtube/compressana ou consulte um técnico/farmacêutico/loja especializada. As calçadeiras e luvas para calçar meias da COMPRESSANA permitem calçar e descalçar meias sem esforço.

#### Validade / Período de utilização / Conservação

Guarde em local seco, protegido da radiação UV e à temperatura ambiente. Evite a exposição à luz solar direta, ao calor e à humidade. O período de utilização depende da intensidade de utilização. Em caso de uso regular, o material está sujeito a desgaste condicionado pela utilização e pelo material e a um desgaste natural. Antes da utilização, inspecione as meias cuidadosamente quanto a defeitos e quanto à funcionalidade. Em caso de danos, dirija-se ao seu revendedor ou farmacêutico.

#### Riscos / Efeitos secundários

Em caso de manuseamento incorreto, tamanho incorreto ou ajuste inadequado, as meias de compressão podem causar necroses na pele, edemas ou danos nos nervos periféricos. Caso surjam dores ou alterações negativas durante a utilização (p. ex., irritações na pele, constrição), interrompa a utilização das meias e **contacte imediatamente o seu médico, farmacêutico ou técnico**. No caso de perturbações da sensibilidade e/ou perturbações da cicatrização de feridas (p. ex., problemas associados à diabetes) que incluem lesões na pele, podem ocorrer danos imperceptíveis de cura difícil. As pessoas incluídas neste grupo requerem controlo especial, bem como instruções específicas sobre riscos especiais e medidas preventivas.

Não utilize as meias em caso de feridas abertas e dermatoses / problemas cutâneos bolhosos ou garanta uma cobertura correta das feridas.

O fabricante não se responsabiliza por danos e ferimentos causados pelo manuseamento incorreto, inobservância das instruções ou decorrentes da utilização de acessórios não fabricados pela COMPRESSANA. Informe o seu médico se o efeito não for suficiente para alívio de sintomas existentes.

**Por razões de higiene, este produto é destinado apenas a uma pessoa.**

#### Eliminação

Não existem critérios especiais para eliminação. As meias podem ser eliminadas junto com o lixo doméstico, a embalagem de papel deve ser enviada para reciclagem.

#### italiano

#### Gambaletti contenitivi / riposanti con cotone

Sostiene e alleggerisce le vostre gambe, previene affezioni delle vene e varici, contro le gambe pesanti, stanche e dolenti

#### COMPRESSANA TWIST

Supporto compressione III forte ca. 18 mmHg, 58% cotone, 26% poliammide, 16% elastan

- maglia fine ed elegante
- delicate sulla pelle, traspiranti

#### COMPRESSANA TWIN

Supporto compressione IV strong ca. 21 mmHg, 65% cotone, 22% poliammide, 13% elastan

- stabili e robusti
- con morbido filo di cotone colorato

Disponibile con punta del piede aberta o chiusa. Qualora ci fossero difficoltà nell'infilarle, sensazione di pressione, costrizioni o affezioni del piede, si consiglia l'uso della calza a punta aperta.

#### Gambaletti contenitivi / riposanti con filo d'argento

#### COMPRESSANA X-STATIC

Supporto compressione III forte ca. 18 mmHg, 54% poliestere, 34% poliammide, 6% elastan, 6% X-static / argento

Le proprietà della fibra d'argento. Attraverso abbinamento permanente dell'argento con la superficie di una fibra per elevate prestazioni si ottengono le seguenti caratteristiche:

- antimicrobico
- delicato sulla pelle
- regolatore del clima corporeo
- antistatico

Questi gambaletti combinano in maniera perfetta i benefici della fibra d'argento con l'azione contenitiva e di sostegno:

- prevenzione delle affezioni delle vene e gonfiori
- contro le gambe pesanti, stanche e dolenti
- attivazione della circolazione del sangue

#### Gambaletti contenitivi / riposanti con lana merino

#### COMPRESSANA THERMO lite

Supporto compressione III forte ca. 16 mmHg, 46% lana, 42% poliammide, 8% elastan, 4% PES Termolite

- con morbida lana merino per le giornate più fredde
- sostiene e alleggerisce le vostre gambe
- contro le gambe pesanti, stanche e dolenti

#### Calze con effetto sostegno e bendaggio

#### COMPRESSANA aktiv

Supporto compressione III forte ca. 0 18 mmHg forte, 58% cotone, 26% poliammide, 16% elastan

- effetto di sostegno per la zona del piede, dell'articolazione tibio-tarsica e della caviglia
- crea un gradevole sostegno
- può prevenire gonfiori e lenire i dolori
- riduce il pericolo di lesioni
- si usa per lavoro, sport e tempo libero

In aereo, in pullman, in treno o in auto, le vostre gambe rimangono spesso ferme e piegate per ore. Il sangue „scende“ nelle gambe e non viene più ripompato verso il cuore. I gambaletti COMPRESSANA sono il sostegno ideale per le vene delle vostre gambe quando siete in viaggio e riattivano la circolazione.

#### Utilizzo / indicazioni su come indossare e tenere le calze

Si prega di tenere presenti le indicazioni sull'imbattaggio, nell'allegato contenuto nell'imbattaggio e le indicazioni del proprio medico, farmacista o del personale medico. In caso di difficoltà nell'indossare il prodotto o altri problemi, consultare le ulteriori istruzioni/indicazioni e video complementari disponibili sul sito [www.compressana.de/downloads](http://www.compressana.de/downloads) e su youtube/compressana, o rivolgersi al personale medico/farmacista/rivenditore specializzato. Gli strumenti di aiuto e i guanti per le calze COMPRESSANA aiutano a indossare e togliere più semplicemente le calze.

#### Responsabilità / durata / conservazione

Conservare al riparo dai raggi UV, a temperatura ambiente e in ambiente asciutto. Evitare la luce diretta del sole, il calore e l'umidità. La durata del prodotto dipende dall'intensità dell'utilizzo. Utilizzando il prodotto regolarmente, il materiale è soggetto a consumarsi e a usarsvi. Verificare attentamente l'eventuale presenza di difetti prima di utilizzare e indossare le calze. Qualora il prodotto fosse danneggiato, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o farmacista.

#### Rischi / effetti collaterali

Se utilizzate in maniera non appropriata, applicate in modo scorretto o indossate nella taglia non giusta, le calze da supporto possono provocare necrosi cutanea, edemi o danneggiamenti da pressione al sistema nervoso periferico. Qualora dovessero riscontrarsi dolori o cambiamenti negativi (p.es. irritazioni della pelle o cambiamenti visibili) durante l'utilizzo del prodotto, togliere le calze e **contattare immediatamente il proprio medico, farmacista o personale specializzato**. In caso di disturbi alla sensibilità e/o di guarigione delle ferite (p.es. patologie diabeteche) che comprendono una lesione cutanea possono verificarsi inavvertitamente ferite che guariscono con difficoltà. Le persone caratterizzate da questi problemi necessitano di un controllo specifico nonché istruzioni mirate in merito a rischi e possibilità di prevenzione specifici.

In caso di ferite aperte e dermatosi/patologie cutanee, non indossare le calze e coprire le ferite in modo appropriato.

Il produttore non risponde per i danni e le ferite provocati da utilizzo improprio, mancato rispetto delle indicazioni o utilizzo di accessori o prodotti complementari non di COMPRESSANA. Qualora l'effetto non sia sufficiente a ridurre eventuali disturbi, informare il proprio medico.

**Per motivi igienici, questo prodotto è destinato a una sola persona.**

#### Smaltimento

Non sussistono criteri particolari relativi allo smaltimento. Le calze possono essere smaltite nei rifiuti domestici e l'imbattaggio nel riciclaggio della carta.

# COMPRESSANA

Hinweise & Informationen  
Notes and informations  
Notes et informations  
Notas e Informações  
Note e informazioni

Art.Nr. C081 cc 11/2019



Compressana GmbH • Böhmerwaldstr. 3  
93073 Neutraubling • Germany • [www.compressana.de](http://www.compressana.de)





## Stütz-Kniestrümpfe mit Baumwolle

unterstützen und entlasten Ihre Beine, beugen Venenleiden und Krampfadern vor, gegen schwere, müde und schmerzende Beine

### COMPRESSANA TWIST

Stützklasse III forte ca. 18 mmHg, 58% Baumwolle, 26% Polyamid, 16% Elastan  
• feines, elegantes Maschenbild • hautsympathisch, atmungsaktiv

### COMPRESSANA TWIN

Stützklasse IV strong ca. 21 mmHg, 65% Baumwolle, 22% Polyamid, 13% Elastan  
• stabil und strapazierfähig • mit weicher, garngefärbter Baumwolle  
Mit offener oder geschlossener Fußspitze erhältlich. Bei Anziehschwierigkeiten, Druck- bzw. Engegeföh oder Fußerkrankungen ist die offene Fußspitze zu bevorzugen.

### Stütz-Kiesträmpfe mit Silberfasern

#### COMPRESSANA X-STATIC

Stützklasse III forte ca. 18 mmHg, 54% Polyester, 34% Polyamid, 6% Elastan,  
6% X-Static / Silber

Die Eigenschaften der Silberfaser: Durch permanente Verbindung von Silber mit der Oberfläche einer Hochleistungsfaser werden folgende Materialeigenschaften erzielt:  
• antimikrobiell • hautfreundlich • klimaausgleichend • aleitend / antistatisch

In Verbindung mit einer herzwärts reduzierten Stützwirkung wird der Effekt der Silberfaser positiv beeinflusst: • beugt Venenleiden und Schwellungen vor • gegen schwere, müde und schmerzende Beine • Aktivierung der Blutzirkulation

### Stütz-Kiesträmpfe mit Merinowolle

#### COMPRESSANA THERMO lite

Stützklasse III forte ca. 16 mmHg, 46% Wolle, 42% Polyamid, 8% Elastan, 4% PES Thermolite  
• mit weicher hautsympathischer Merinowolle für kalte Tage • unterstützt und entlastet Ihre Beine • gegen schwere, müde und schmerzende Beine

### Socken mit Stütz- und Bandagenwirkung

#### COMPRESSANA aktiv

Stützklasse III forte ca. 18 mmHg, 58% Baumwolle, 26% Polyamid, 16% Elastan  
• Stütz- und Bandagenwirkung für Fuß-, Sprunggelenk- und Fesselbereich • gibt angenehmen Halt • kann Schwellungen verhindern und Schmerzen lindern • senkt das Verletzungsrisiko • geeignet für Arbeit, Sport und Freizeit.

Durch die Enge im Flugzeug, Bus, Bahn oder im Auto bleiben Ihre Beine oft stundenlang bewegungslos und in einer abgewinkelten Position. Das Blut kann in den Beinen „versacken“ und wird nicht mehr ständig zum Herzen zurückgepumpt. COMPRESSANA Kiesträmpfe sind speziell auf Reisen die ideale Unterstützung für Ihre Beinvenen und halten die Durchblutung in Schwung.

### Anwendung / Anzieh- und Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung, in der Verpackungsbeilage bzw. die Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des med. Fachpersonals. Bei Anziehschwierigkeiten oder anderen Problemen bezüglich der Anwendung finden Sie weitergehende Anleitungen/Hinweise und Zubehör-Videos auf [www.compressana.de/downloads](http://www.compressana.de/downloads) und bei youtube/compressana, bzw. wenden Sie sich an Fachpersonal/Apotheke/Fachgeschäft. COMPRESSANA Anziehhilfen und Strumpfhandschuhe können das An- und Ausziehen der Strümpfe vereinfachen.

### Haltbarkeit / Anwendungsdauer / Aufbewahrung

Vor UV-Strahlung geschützt bei Raumtemperatur und trocken lagern. vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit. Die Anwendungsdauer ist abhängig von der Intensität der Nutzung. Bei regelmäßigen Gebrauch unterliegt das Material einer anwendungs- und materialbedingten Abnutzung und einem natürlichen Verschleiß. Prüfen Sie die Strümpfe vor der Benutzung und Anwendung gründlich auf Fehler und Funktionsfähigkeit. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an Ihren Fachhändler oder Ihre Apotheke.

## Risiken / Nebenwirkungen

Stützstrümpfe können bei unsachgemäßer Handhabung, falscher Größenbestimmung, mangelhaftem Sitz bzw. Passform Hautneurosen, Ödeme oder Druckschäden auf peripheren Nerven verursachen. Sollten Schmerzen oder negative Veränderungen (z.B. Hautreizungen, Einschürungen) während der Anwendung auftreten, verzichten Sie auf das Tragen der Strümpfe und kontaktieren umgehend Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Fachpersonal.

**Fachpersonal.** Bei Sensibilitätsstörungen und/oder Wundheilungsstörungen (z.B. bei diabetischen Erkrankungen), die eine Hautläsion beinhalten, können Schädigungen unbemerkt entstehen, die schlecht heilen. Personen dieser Gruppe bedürfen einer besonderen Kontrolle sowie einer gezielten Unterweisung über besondere Risiken und Vorsorgemöglichkeiten. Verzichten Sie auf das Tragen der Strümpfe bei offenen Wunden und nässender Dermatose/Hauterkrankungen bzw. sorgen Sie für eine fachgerechte Wundabdeckung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Verletzungen aufgrund unsachgemäßer Handhabung. Nichtbeachtung der Hinweise oder infolge Verwendung von Zubehörprodukten oder Accessoires, die nicht von COMPRESSANA stammen. Informieren Sie Ihren Arzt, falls die Wirkung nicht ausreicht, eventuell bestehende Beschwerden zu lindern.

**Aus hygienischen Gründen ist dieses Produkt nur für eine Person bestimmt.**

### Entsorgung

Es bestehen keine besonderen Kriterien zur Entsorgung. Die Strümpfe können über den Hausmüll entsorgt werden, die Verpackung über das Altpapierrecycling.



## Knee-high support socks with cotton

supports and relieves your legs, prevents vein problems and varicose veins, helps against heavy, tired and aching legs

### COMPRESSANA TWIST

Strong support appr. 18 mmHg, 58% Cotton, 26% Polyamide, 16% Elastane  
• fine, elegant knit • gentle on skin, breathable

### COMPRESSANA TWIN

Extra strong support appr. 21 mmHg, 65% Cotton, 22% Polyamide, 13% Elastane

• strong and hard-wearing • with soft, yarn-dyed cotton

Available with open or closed toe. If you have difficulties with putting on the stockings, a feeling of pressure or tightness, or foot diseases, choose the open toe.

### Knee-high support socks with silver fibre

#### COMPRESSANA X-STATIC

Strong support appr. 18 mmHg, 54% Polyester, 34% Polyamide, 6% Elastane,  
6% X-Static / Silver

Properties of the silver fibre: The permanent fixation of silver on the surface of a high-performance fibre has the following properties:

- antimicrobial • kind to the skin • adapts to climatic conditions • conductive / anti-static

The decreasing pressure gradient towards the heart enhances the properties of the silver fibre: • prevents varicosis and swelling • helps against heavy, tired and aching legs • activates blood circulation

### Knee-high support socks with merinowool

#### COMPRESSANA THERMO lite

Strong support appr. 16 mmHg, 46% Wool, 42% Polyamide, 8% Elastane  
• with soft merinowool for cold days • supports and relieves your legs • helps against heavy, tired and aching legs

### Socks with support and brace effect

#### COMPRESSANA aktiv

Strong support app. 18 mmHg, 58% Cotton, 26% Polyamide, 16% Elastane

- support and brace effect for foot and ankle joint • offers better stability • can prevent swellings and relieve pain • reduces the risk of injury • suitable for work, sports and leisure activities

Due to the confined spaces in aeroplanes, buses, trains or cars your legs often stay motionless and in angled position for hours. The blood is pooling in the legs and the venous blood return is hampered. COMPRESSANA below-knee stockings ideally support the veins in your legs and maintain the blood circulation, especially while travelling.

### Application / Donning and maintenance instructions

Please observe the information on the packaging, the enclosed product leaflet, or the instructions of your physician, pharmacist or medical specialist. In the event of difficulties in donning or using the product, you can find more in-depth instructions/information and accessory-related videos at [www.compressana.de/downloads](http://www.compressana.de/downloads) and youtube/compressana. Alternatively, please consult your medical specialist / pharmacist / specialist retailer. COMPRESSANA donning aids and special-purpose gloves can simplify donning and removing the stockings.

### Durability / Application period / Storage

Store in a dry, dark place at room temperature to protect against UV radiation. Avoid direct sunlight, heat and moisture. The application period depends on the intensity of usage. Depending on the application and material, the stockings will suffer wear, tear and natural deterioration during regular use. Check the stockings thoroughly for flaws and fitness for purpose before use. In the event of any damage, consult your specialist retailer or pharmacist..

### Risks / Side effects

When used incorrectly or worn in the wrong size or fit, support stockings can cause skin necrosis, oedema or pressure damage to peripheral nerves. If you notice any pain or negative changes (e.g. skin irritation, constrictions) during use, remove the stockings and **consult your doctor or pharmacist / medical specialist without delay**. In the event of somatosensory disorders and/or wound-healing disorders (e.g. diabetic illnesses) in combination with skin lesions, poorly-healing wounds can occur unnoticed. People in this category require special monitoring and specific instructions regarding specific risks and preventive methods.

Do not wear the stockings in the event of open wounds or suppurating dermatosis/skin diseases. Alternatively, ensure that any wounds are properly dressed before donning the stockings.

The manufacturer accepts no liability for any damage or injury due to improper use, non-adherence to the instructions or as the result of using accessory products not manufactured by COMPRESSANA. Inform your doctor if the effect is insufficient to ease any existing complaints.

**For hygienic reasons, this product is intended for one person only.**

### Disposal

There are no special criteria for disposal. The stockings can be disposed of via the household waste, the packaging via the paper recycling.

## Mi-bas de contention avec fibres d'argent

### COMPRESSANA X-STATIC

Soutien fort environ 18 mmHg, 54% polyester, 34% polyamide, 6% élasthanne, 6% X-Static/argent

Les propriétés de la fibre d'argent: Le contact permanent de l'argent avec la surface d'une fibre de haute performance permet: d'obtenir les propriétés suivantes:

- effet antimicrobien • agréable pour la peau • compensateur du climat • dissipant / antistatique

En combinaison avec un soutien qui diminue en direction du cœur, l'effet de la fibre d'argent est influencé positivement : • prévention des problèmes veineux et des gonflements • contre les jambes lourdes, fatiguées et douloureuses • stimulation de la circulation sanguine

### Mi-bas de contention avec de la laine merino

### COMPRESSANA THERMO lite

Soutien fort environ 16 mmHg, 46% laine, 42% polyamide, 8% élasthanne, 4% PES termolite

- avec de laine merino pour les journées froides • soutiennent et soulagent vos jambes • contre les jambes lourdes, fatiguées et douloureuses

### Chaussettes avec effet de contention et de bandage

### COMPRESSANA aktiv

Soutien fort environ 18 mmHg, 58% coton, 26% polyamide, 16% élasthanne

- Effet de contention et de bandage pour le pied, la cheville et autour de la cheville • apporte un soutien agréable • peut empêcher les gonflements et soulager les douleurs • réduit les risques de blessures • approprié pour le travail, le sport et les loisirs

En raison du manque d'espace dans l'avion, le bus, le train ou la voiture, vos jambes restent souvent immobiles ou pliées pendant des heures. Le sang a tendance à « stagner » dans les jambes et n'est plus constamment pompé vers le cœur. Les mi-bas COMPRESSANA offrent un soutien idéal pour les veines de vos jambes et maintiennent l'irrigation sanguine active, en particulier pendant les voyages.

### Utilisation / instructions d'enfilage et d'entretien

Prenez connaissance des consignes sur l'emballage ou la notice, ou des prescriptions de votre médecin, pharmacien ou du personnel soignant spécialisé. Si vous rencontrez des difficultés à l'enfilage ou d'autres problèmes concernant l'utilisation du produit, vous pouvez obtenir des instructions/consignes détaillées à télécharger sur [www.compressana.de/downloads](http://www.compressana.de/downloads) et à visionner sur youtube/compressana ; vous pouvez également vous adresser à des spécialistes en pharmacie ou dans le commerce dédié. Les aides à l'enfilage et gants spéciaux de COMPRESSANA permettent de faciliter le chaussage et déchaussage des bas.

### Durée de vie / durée d'utilisation / conservation

À stocker à température ambiante et au sec pour une protection des UV. Évitez toute exposition directe au rayon du soleil, à la chaleur et à l'humidité. La durée d'utilisation dépend de la fréquence de celle-ci. Dans le cas d'un emploi régulier, le matériel est soumis à une usure d'utilisation et un usage normal du fait de sa composition, ainsi qu'à une dégradation naturelle avec le temps. Contrôlez les bas avant leur utilisation quant à la présence de défauts et à leur aptitude fonctionnelle. Si vous constatez un dégât avant utilisation, adressez-vous à votre revendeur ou votre pharmacie.

### Risques / effets secondaires

Les bas de contention peuvent occasionner des nécroses cutanées, œdèmes ou lésions dues à la pression sur les nerfs périphériques en cas d'emploi non conforme, de mauvais choix de la taille, d'ajustement ou de maintien imprécis. En cas d'apparition de douleurs ou altérations (p. ex. irritations cutanées, constrictions) à l'utilisation, renoncez à porter les bas et **contactez immédiatement votre médecin ou pharmacien ou tout personnel soignant spécialisé**. En cas de troubles de la sensibilité et/ou problèmes de cicatrisation (p. ex. maladies diabétiques) impliquant un trouble de la sensibilité, il est possible que surviennent des lésions imperceptibles



## Mi-bas de contention avec du coton

soutiennent et soulagent vos jambes, en prévention des problèmes veineux et des varices , contre les jambes lourdes, fatiguées et douloureuses

### COMPRESSANA TWIST

Soutien fort environ 18 mmHg, 58% coton, 26% polyamide, 16% élasthanne

- mailles fines et élégantes • agréable pour la peau, thermoactif

### COMPRESSANA TWIN

Soutien extra-fort environ 21 mmHg, 65% coton, 2 % polyamide, 13% élasthanne

- stable et résistant • avec un coton doux, fil teinté

Disponible avec pointe du pied ouverte ou fermée. En cas de difficultés pour enfiler des bas, de sensation d'étroitesse ou de maladies du pied, préférer le modèle avec la pointe du pied ouverte.