

COMPRESSANA
BAS DE CONTENTION



Pour de jolies
jambes en
pleine santé

BAS DE COMPRESSION FINS pour votre vitalité et votre beauté

Avoir des jambes en pleine santé tout en restant attirante – c'est ce que veulent toutes les femmes! Nos bas et collants CALYPSO au tricotage progressif, modernes et haut de gamme, sont le fruit d'un rigoureux développement et d'une longue expérience.

Laissez vos jambes être chouchoutées tout en douceur et délicatesse. Dès l'enfilage, vous allez ressentir l'effet bienfaisant et stimulant des bas COMPRESSION CALYPSO. Un sentiment de vitalité et d'énergie vous accompagnera tout au long de la journée. La vie en toute simplicité!



Trouver le bas qu'il vous faut

Faites votre choix entre un effet compressif allant de léger à élevé et un aspect variant du brillant à l'opaque.

Votre garantie

Notre qualité „longue durée“ garantit que seuls les fils les plus fins et de haute qualité, développés ou fabriqués par nos soins, sont utilisés.

Notre processus de production minutieux et complexe garantit des bas de haute qualité au confort particulièrement agréable et une surface des mailles des plus esthétiques.





La bonne pression fait toute la différence

L'effet obtenu par le COMPRESSANA CALYPSO est basé sur le bon profil de pression, d'un point de vue anatomique, exercé tout le long de la jambe. La légère pression - mesurée en mmHg - maintient les veines qui ramènent le sang pauvre en oxygène vers le cœur et soulage les jambes. Résultat: des jambes visiblement plus belles et le sentiment rassurant d'agir pour votre santé.

100%

COMPRESSANA CALYPSO est une chaussette de mode qui se décline en trois variantes. Le choix va de doux à fort en termes de soutien et d'ultra-doux à presque opaque en termes d'apparence.

- forme anatomique parfaitement adaptée
- grande durabilité grâce à des fils à double enroulement
- sections élaborées du talon et des orteils
- micro-doux et doux pour la peau



COMPRESSANA CALYPSO 140



Les collants sculptant et les bas à fort effet compressif favorisent le bon fonctionnement des veines. COMPRESSANA CALYPSO 140 offre une structure de mailles attrayante, régulière et lisse, ainsi que l'aspect et le satiné des bas au tricotage progressif de haute qualité.



- structure élégante à mailles fines - presque opaque
- forme et ajustement anatomiques
- pointe et talons renforcés
- haute durabilité

env. 15-18 mmHg

Niveau de maintien III élevé
140 den

Composition du produit

78% polyamide, 22% élasthanne

Produit	Tailles	N° art.	Coloris							
 Collants avec partie culotte confort	I-VI XS-XXL	9010	make-up	silk	pearl	fumo	darkblue	black	aubergine	petrol
 Collants „Queensize“ Collants et partie culotte extra-larges, renforcés	III Max VI Max	9011		silk	RECOMMANDATION grandes tailles			black		
 Bas cuisse „Stay Up“ avec ourlet autofixant en dentelle	I-V XS-XL	9017	make-up	silk	pearl	fumo	darkblue	black	aubergine	petrol
 Mi-bas avec bords souples	 I-VI XS-XXL	9015	make-up	silk	pearl	fumo	darkblue	black	aubergine	petrol
 Pointe ouverte Mi-bas avec pointe ouverte	I-VI XS-XXL	9016		silk	RECOMMANDATION problèmes de pied			black		

* aubergine et petrol disponibles en taille II - V

CALYPSO 140den Queensize

Taille	Taille en cm:
III Max	150-175 cm
VI Max	170-190 cm

Mi-bas à pointe ouverte pour les chaussures ouvertes ou les pieds à problèmes



Collants 70 den et 140 den avec culotte confort

Partie culotte asymétrique avec une coupe anatomique optimale. Différentes tailles de mailles avec zones extensibles dans la partie culotte pour un ajustement parfait quelle que soit la situation.



COMPRESSANA CALYPSO 70

La combinaison sans pareille de l'efficacité et du chic. Aérien et transparent, CALYPSO 70 offre un maximum de confort et une excellente finition. L'offre diversifiée et complète peut satisfaire tous les désirs.






- forme et ajustement anatomiques
- doux, agréable pour la peau et transparent (aspect de 20 deniers)
- pointe et talon renforcés invisibles



env. 12-14 mmHg
Niveau de maintien **70 den**


Composition du produit

80% polyamide, 20% élasthanne

Produit	Taille	N° art.	Coloris				
 Collants confort culotte	I-VI XS-XXL	7010	silk	pearl	romance	darkblue	black
 Collants extra-larges / maternité	II-VI S-XXL	7011	silk			darkblue	black
 Bas cuisse „Stay Up“ avec ourlet autofixant en dentelle	I-V XS-XL	7017	silk	pearl	romance	darkblue	black
 Bas cuisse pour porte-jarretelles	I-V XS-XL	7019	silk	pearl			
 Mi-bas avec bord en tricot souple	I-VI XS-XXL	7015	silk	pearl	romance	darkblue	black

Une femme sur trois développe des varices au cours de sa première grossesse. Lors des grossesses suivantes, jusqu'à six femmes sur dix ont des problèmes avec leurs veines. Beaucoup espèrent que les varices disparaîtront après l'accouchement.

La mesure préventive la plus judicieuse et la plus efficace en cas de jambes lourdes et fatiguées est le port de bas ou de collants de contention COMPRESSANA. Cela permet de soutenir les veines des jambes de l'extérieur et d'améliorer la circulation dans les jambes. Même les symptômes de la grossesse tels que les nausées et les vertiges peuvent être atténués.



Collants 70 den et 140 den avec culotte confort


Partie culotte asymétrique avec une coupe anatomique optimale. Différentes tailles de mailles avec zones extensibles dans la partie culotte pour un ajustement parfait quelle que soit la situation.



COMPRESSANA CALYPSO 40

Les bas et collants transparents – un travail de maître. Une technologie sophistiquée de tricotage et de couture. Confortable, avec un léger effet de maintien. Agréable à porter – toute la journée.

- collants avec partie culotte mode sans renfort
- une transparence tout en délicatesse jusqu'à la pointe des pieds
- brillant satiné





env. 10 mmHg

Niveau de maintien | léger
40 den

Composition du produit

85% polyamide, 15% élasthanne

Produit	Tailles	N° art.	Coloris
 Collants „tutto nudo“ partie culotte transparente	I-VI XS-XXL	4010	cafecreme black
 Mi-bas avec semelle massante	II-IV S/M, M/L, XL	4016	cafecreme black

RECOMMANDATION
confort des pieds

confort avec
semelle massante



Grille des tailles Calypso 140, 70, 40

Taille	Taille de vêtements		Pointure	Poids/kg	Type de morphologie
I	XS	34-36	36-38	env. 43-52	mince – petite
II	S	36-38	37-39	env. 50-60	mince – normale
III	M	40-42	39-40	env. 57-66	normale
IV	L	42-44	40-42	env. 63-75	normale – grande
V	XL	44-46	41-43	env. 73-90	bien proportionnée – normale
VI	XXL	48-50/52	41-43	> 80	extra large



UNISEXE

COMPRESSANA MICROCOTTON



Bas cuisse à picots en silicone avec motif et collants à très forte teneur en coton au confort sans pareille, un vrai luxe. Pour les personnes qui apprécient la sensation du coton naturel sur la peau. Pour les femmes qui n'aiment pas les bas synthétiques fins (de compression) ou qui les jugent trop transparents.





- opaque, finement tissé et à l'aspect attrayant
- moelleux, doux et lisse, respirant
- avec du coton naturel respectueux de la peau
- confort optimal
- extérieur: microfibrés, intérieur: coton naturel + lycra à forte élasticité

env. 14 mmHg

Niveau de maintien II moyen

Composition du produit

55% coton, 32% polyamide, 13% élasthanne

Produit	Taille	N° art.	Coloris
 MICROCOTTON Collants	II-V S-XL/XXL	2010	
 MICROCOTTON bas cuisse avec bande de fixation silicone (à picots) à motifs	II-V S-XL	2017	

Picots en silicone à motif pour
un maintien sûr



Tailles

Taille	Taille de vêtements	Taille/cm	Poids/kg	Type de morphologie	Pointure
II	S	env. 150-165	env. 50-60	mince - petite	35-38 3 - 5
III	M	env. 160-175	env. 58-70	normale	37-40 4½ - 6½
IV	L	env. 165-180	env. 68-80	normale - grande	39-42 6 - 8
V	XL/XXL	env. 165-185	> 80	bien proportionnée - normale	42-45 8 - 10½

Les bas et collants en micro-coton conviennent également aux hommes.

Veillez bien observer l'évolution des tailles. Valable pour les hommes: III=S, IV=M, V=L-XL.

MI-BAS DE SOUTIEN AVEC FONCTION

avec des fibres naturelles et performantes

Gamme de produit dans l'air du temps, elle allie le confort à un look moderne et branché. La laine et le coton naturels, ainsi que les fibres d'argent à effet thérapeutique, la Thermolite isolante ou le microcoton doux sont des idées innovantes aux propriétés incomparables.

www.reisestrumpfe.com



COMPRESSANA TWIN

Moelleux, doux, agréable tout en étant efficace et résistant. Qualité supérieure, longue durée de vie et couleurs résistantes grâce au coton tissé teint. Également pour les records sportifs et pour la régénération.

- effet de maintien très élevé
- pour les peaux sensibles maintenant aussi non teints et lavables à 95°



env. 21 mmHg

Niveau de maintien **IV** élevé



pointe ouverte



Produit	Taille	N° art.	Coloris			
 Mi-bas TWIN à pointe fermée en coton	I-VI 35-48	2315	<table border="1"> <tr> <td>vanilla</td> <td>graphite</td> <td>black</td> </tr> </table>	vanilla	graphite	black
vanilla	graphite	black				
 Mi-bas TWIN à pointe ouverte en coton	I-VI 35-48	2316	<table border="1"> <tr> <td>vanilla</td> <td>black</td> <td>RECOMMANDATION pointe ouverte</td> </tr> </table>	vanilla	black	RECOMMANDATION pointe ouverte
vanilla	black	RECOMMANDATION pointe ouverte				

Tailles TWIN	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V	XXL / VI	Composition du produit
Peinture env.	35-38 3-5	37-40 4½-6½	39-42 6-8	41-44 7½-9½	43-46 9-11	45-48 10½-12½	68% coton, 22% polyamide, 10% élasthanne

COMPRESSANA TWIST

- sportif, fin et élégant
- léger et aérien
- doux et lisse

env. 18 mmHg

Niveau de maintien **III** fort



Produit	Taille	N° art.	Coloris							
 Mi-bas TWIST avec coton	I-VI 36-48	2015	<table border="1"> <tr> <td>white</td> <td>vanilla</td> <td>anthracite</td> <td>darkblue</td> <td>black</td> <td>aubergine*</td> <td>petrol*</td> </tr> </table>	white	vanilla	anthracite	darkblue	black	aubergine*	petrol*
white	vanilla	anthracite	darkblue	black	aubergine*	petrol*				

* disponible en taille 36 - 46 (I - V)

Tailles TWIST	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V	XXL / VI	Composition du produit
Peinture env.	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11	46-48 11-12½	58% coton, 26% polyamide, 16% élasthanne

COMPRESSANA ACTIV


Chaussettes de compression avec coton

- effet de maintien et d'appui pour le pied et la cheville
- pour un maintien agréable et sûr au travail, pendant la pratique d'un sport et pendant les loisirs
- peuvent prévenir les gonflements et soulager la douleur

env. 18 mmHg

Niveau de maintien **|||** fort



Produit	Taille	N° art.	Coloris
 ACTIV Chaussettes de sport et de loisirs avec effet de maintien et d'appui pour le pied et la cheville	I-V 36-46	2009	white darkblue black

Tailles ACTIV	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Pointure env.	36-38 3½ - 5	38-40 5 - 6½	40-42 6½ - 8	42-44 8 - 9½	44-46 9½ - 11

Composition du produit

58% coton, 26% polyamide, 16% élasthanne

COMPRESSANA X-STATIC

Mi-bas avec X-Static


- fibre antimicrobienne, antibactérienne, fongique et anti-odeurs
- apaisement du prurit
- contrôle de l'humidité
- régulation de la température
- antistatique

env. 18 mmHg

Niveau de maintien **|||** fort

pour
peaux et
pieds
sensibles




Produit	Taille	N° art.	Coloris
 X-STATIC mi-bas avec fibres d'argent	I-V 36-46	2215	black

Tailles X-STATIC	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Pointure env.	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11

Composition du produit

54% polyester, 34% polyamide, 6% X-Static/argent, 6% élasthanne

COMPRESSANA THERMO



Mi-bas en laine

- effet de maintien réchauffant anti-pieds froids
- délicat et agréable pour la peau
- laine mérinos + Thermolite
- pour hommes et femmes




L'un des principaux avantages de la laine est sa capacité à absorber l'humidité jusqu'à 30 % de son propre poids sans donner de sensation d'humidité. L'air contenu dans les cavités de la fibre forme une couche isolante qui, d'une part, ne permet pas aux températures extérieures froides d'atteindre la peau et, d'autre part, stocke la chaleur corporelle. Lors de l'utilisation de la laine mérinos avec la plus fine densité de fibres, les nerfs de la peau ne sont pas irrités et cette laine est donc perçue comme confortable par la plupart des gens. La laine possède également des propriétés antibactériennes. Même après une journée intense, une chaussette en laine de haute qualité dégage toujours une odeur agréable.

COMPRESSANA THERMO convient également comme sous-chaussette en cas de froid extrême, ou en raison de la protection naturelle de la laine contre les ampoules, par exemple lors de randonnées ou lors d'activités sportives.

Thermolite : La fibre fonctionnelle Thermolite est incorporée dans la plante du pied pour l'isolation. Grâce à la technologie des fibres creuses, Thermolite offre une chaleur agréable pour un poids très faible. La surface granuleuse et la texture de Thermolite permettent un transport optimal de l'humidité et une évaporation rapide. Thermolite est idéalement complété par une laine de haute qualité.

env. 16 mmHg

Niveau de maintien **|||** fort

Produit	Taille	N° art.	Coloris
 THERMO mi-bas en laine	I-V 36-46	2415	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #f0e68c; padding: 2px 5px;">vanilla</div> <div style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 2px 5px;">darkblue</div> <div style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 2px 5px;">black</div> </div>

Tailles THERMO	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Pointure env.	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11

Composition du produit

46% laine (laine mérinos), 42% polyamide, 8% élasthanne, 4% thermolite (PES)

COMPRESSANA LIFESTYLE ALLROUND & VIBE

Mi-bas avec effet de compression pour tous les jours




COMPRESSANA

LIFESTYLE ALLROUND

COMFORT SOCKS

1. Compression graduée
2. Évacuation de l'humidité et séchage rapide
3. Semelle matelassée Air-Comfort*
4. Soutien de la voûte plantaire
5. Orteil sans couture

*Semelle et zones du pied rembourrées pour plus de confort, une sensation plus douce et pour protéger les pieds sensibles contre la pression, la douleur et les ampoules..



Niveau de compression env. 15 - 20 mmHg

Produit	Taille	N° art.	Coloris
ALLROUND mi-bas	III-V 38/40-44/48	4915	white graphit black

Composition du produit


47% polyester, 28% polyamide, 18% coton, 7% élasthanne

COMPRESSANA

LIFESTYLE VIBE

POWER SOCKS

1. Tissus confortables
2. Compression graduée
3. Évacuation de l'humidité et séchage rapide
4. Facile à enfiler
5. Orteil sans couture



Niveau de compression env. 15 - 20 mmHg

Produit	Taille	N° art.	Coloris
VIBE mi-bas	II-V 35/38-44/48	4913	cool dot super stripe groovy zebra super blue

NOUVEAU

Composition du produit

cool dot / groovy zebra:
85% polyamide, 15% élasthanne
super stripe / super blue:
84% polyamide, 16% élasthanne

Taille	II / S	III / M	IV / L	V / XL
Pointure env.	35-38 3-5	38-40 5-6,5	40-44 6,5-9,5	44-48 9,5-12,5
mollet e_C in cm	30-41	32-44	34-46	37-49
cheville e_B in cm	18,5-22,5	19,5-23,5	20,5-24,5	21,5-25,5

Choisissez la taille appropriée en fonction de votre pointure. Vérifiez que vos mesures de cheville et de mollet se situent dans les fourchettes indiquées pour cette taille. Utilisez la taille de la chaussure avec les mesures de la cheville et du mollet pour un meilleur ajustement.

COMPRESSANA SPORT POWER SOCKS

Inspirées par les sportifs de haut niveau, les chaussettes de sport compressives connaissent également une popularité croissante auprès des sportifs amateurs. Dans de nombreux rapports d'activité positifs, les sportifs disent ressentir moins de fatigue, observent de meilleures performances et une régénération plus rapide. Les chaussettes de performance COMPRESSANA peuvent réduire les gonflements, les crampes, la prédisposition aux blessures, les douleurs, etc.

INVERNO HIVER

- + Chaleur et confort
- + Absorbent l'humidité, respirantes
- + Également adaptées aux chaussures de ski
- + Fluorescentes et réfléchissantes



LAINES MÉRINOS
ET SOIE

SUPPORT ÉTÉ ET INTÉRIEUR

- + Restent fraîches et sèches
- + Anti-humidité
- + Séchage rapide
- + Confort léger



COOLMAX

COMPETITION TOUTES SAISONS

- + Hygiène et confort
- + Superfines et douces comme du velours
- + Sans odeurs!



TECHNOLOGIE
BACTÉRIOSTATIQUE






POWER SOCKS SPORT SUPPORT



Niveau de compression
env. 18 mmHg

Composition du produit

46% polyamide, 44% Coolmax (PES), 10% élasthanne

Produit	Taille	N° art.	Coloris	
 SPORT SUPPORT Chaussettes sous le genou avec Coolmax	II-V 35-48	2005	white	black

Tailles SPORT SUPPORT	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Pointure approx.	35-38 2½ - 5	39-42 6 - 8	43-45 9 - 10	46-48 11 - 12½




POWER SOCKS SPORT INVERNO



Niveau de compression
env. 18 mmHg

Composition du produit

46% polyamide, 30% laine (laine mérinos),
16% élasthanne, 6% soie, 2% polyester fluorescent

Produit	Taille	N° art.	Coloris	
 SPORT INVERNO Chaussettes de sport sous le genou avec un mélange laine/soie	II-V 35-48	2550	 silver/ neonblue	 black/ neonred

Tailles SPORT INVERNO	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Pointure approx.	35-38 2½ - 5	39-42 6 - 8	43-45 9 - 10	46-48 11 - 12½





fluorescentes & réfléchissantes

POWER SOCKS SPORT COMPETITION

TOUTES SAISONS



Niveau de compression
env. 21 mmHg

Produit	Taille	N° art.	Coloris
 Chaussettes hauteur genou SPORT COMPETITION Chaussettes genou de sport	I-V 36-46	2525	anthracite darkblue black
 Tubes SPORT COMPETITION Chaussettes tubes en microfibres	II, III, IV XS/S, M, L/XL	2511	black
 Chaussettes SPORT COMPETITION Chaussettes de sport en microfibres	I-V 36-46	2519	black
 Chaussettes PC SPORT COMPETITION Chaussettes taping avec contrôle de la pronation	I-V 36-46	2520	black

Tailles SPORT COMPETITION

Chaussettes genou / chaussettes	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Pointure approx.	36-38 3½ - 5	38-40 5 - 6½	40-42 6½ - 8	42-44 8 - 9½	44-46 9½ - 11

Tubes	XS-S / II	M / III	L-XL / IV
Taille en cm approx.	mince / petite > 150	normale > 170	grande / bien proportionnée > 185

Composition du produit

Chaussettes genou: 40% Q-Skin (PA) bactériostatique, 37% polyamide, 18% élasthanne, 5% coton

Tubes: 42% polyamide, 40% polyester bactériostatique, 18% élasthanne

Chaussettes: 55% polyester bactériostatique, 36% polyamide 9% élasthanne

Chaussettes PC: 53% polyester bactériostatique, 35% polyamide 12% élasthanne

POWER SOCKS SPORT COMPETITION



CHAUSSETTES GENOU

- + Hygiène et confort
- + Superfines et douces comme du velours
- + Sans odeurs!
- + Semelle respirante avec renfort en coton



TUBES ET CHAUSSETTES

- + Plus de flexibilité et de liberté de mouvement
- + Performances élevées selon la situation et le type de sport
- + En association avec une équipe parfaitement coordonnée
- + Très facile à mettre et à enlever



CHAUSSETTES DE CONTRÔLE DE LA PRONATION

Chaussettes de compression qui soulagent et préservent les performances avec bandes intégrées pour les sports d'endurance en cas de pronation excessive (pied valgus)

Les bandes taping non adhésives, qui sont intégrées dans les chaussettes, stimulent les muscles et stabilisent le pied en trois dimensions au niveau de la voûte longitudinale et de la voûte transversale, de sorte que les forces survenant en cas de sollicitation élevée sont mieux absorbées et dissipées. Dans divers sports, la correction du pied à l'aide de bandes et d'une compression peut également entraîner une réduction de l'inconfort dans la chaussure ou la botte.





COMPRESSANA SPORT

FIR-TECHNOLOGIE INFRAROUGE

POUR PLUS DE PERFORMANCE ET UNE RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE

Avec la nouvelle gamme de produits SPORT FIR, COMPRESSANA complète ses chaussettes de compression SPORT par des vêtements dorsaux sans couture qui soutiennent différentes parties du corps selon le type d'activité sportive ou de loisir.

Les vêtements épousent avantageusement le corps lors des mouvements et permettent un meilleur échange d'air et d'humidité grâce à leur structure en maille.

Équipés de fils infrarouges, la chaleur rayonnée par le corps est renvoyée dans le tissu cutané par les vêtements de sport sous forme de rayonnement infrarouge à ondes longues. Seul l'infrarouge lointain (FIR) transmet l'énergie purement sous forme de chaleur et favorise ainsi le bien-être, la régénération et la santé.

En particulier pendant les activités sportives ou de loisirs, où les muscles et les articulations sont davantage sollicités, le corps restitue une grande partie de son énergie à l'environnement sous forme de chaleur. Afin de contrecarrer cette perte d'énergie et le refroidissement qui en résulte, le tricot FIR renvoie agréablement la chaleur vers le corps via la peau grâce à des minéraux naturels intégrés et non lavables.

Cet effet de réchauffement des tricots fins FIR, associé à des fils fonctionnels en microfibres inhibant les odeurs, équilibrant la température et l'humidité, et à un léger effet de compression, contribue au soutien physique. Idéalement, on obtient une augmentation des performances pendant l'activité sportive et une régénération plus rapide pendant les pauses : la circulation sanguine est sensiblement augmentée par la chaleur en combinaison avec la compression. Cela profite aux muscles, aux articulations, mais aussi à la peau et à son aspect. En outre, la susceptibilité aux blessures peut être réduite.

Les produits de la nouvelle gamme COMPRESSANA SPORT FIR sont également respirants et assurent une régulation optimale de la température corporelle, même en cas de transpiration. Les vêtements de sport et de loisirs fonctionnels conviennent aussi bien aux températures élevées de l'été qu'au froid humide de l'automne, et peuvent être portés en dessous si nécessaire.

Conclusion : SPORT FIR favorise le bien-être tout au long de l'année, en toute saison.



Vêtement de sport sans couture réchauffant avec technologie infrarouge (FIR)

- + convertit l'énergie naturelle du corps en rayons infrarouges
- + réfléchit la chaleur de manière délicate et profonde
- + effet énergisant et revitalisant

La structure en mailles d'un tissu tricoté offre des avantages pour les vêtements en termes de confort, d'élasticité et de gestion de l'humidité.

Les mailles s'adaptent de manière optimale au corps lors des mouvements, permettent un meilleur échange d'air et d'humidité et se froissent moins.

COMPRESSANA

SPORT FIR-TECHNOLOGIE INFRAROUGE



SPORT SUPPORT BRA

Soutien-gorge 190den de compression avec FIR Mikrofaser sans couture.

Composition du produit

90% polyamide, 10% élasthanne



SPORT WINGS SLEEVES

Manchons de compression unisexe avec FIR Microfibre sans couture.

Composition du produit

53% polyester, 37% polyamide, 10% élasthanne



SPORT HIP & BELLY-BANDEAU

Bandeau ventral unisexe sans couture avec compression différenciée 180den agit en soutenant, soulageant et modelant la silhouette; convient également pour la régression.

Composition du produit

96% polyamide, 4% élasthanne



SPORT TANKTOP

Débardeur femme avec FIR Microfibre sans couture avec des bretelles larges.

Composition du produit

94% polyamide, 6% élasthanne



SPORT TANKTOP

Débardeur homme avec FIR Microfibre sans couture et sans manches.

Composition du produit

100% polyamide



SPORT SHORTS

Short de soutien à compression 160den unisexe avec FIR Microfibre sans couture.

Composition du produit

96% polyamide, 4% élasthanne



SPORT CORSAIRE

Corsaire de soutien à compression 160den unisexe avec FIR Microfibre sans couture.

Composition du produit

96% polyamide, 4% élasthanne



SPORT LEGGINGS

Leggings de soutien à compression 160den unisexe avec FIR Microfibre sans couture.

Composition du produit

96% polyamide, 4% élasthanne

Produit	Taille	N° art.	Coloris
SPORT SUPPORT BRA	Gr. II S/M Gr. III M/L Gr. IV L/XL	2547	black
SPORT WINGS manchons de bras unisex	Gr. II S/M (40-60 kg) Gr. III M/L (60-80 kg) Gr. VI XL/XXL (> 80 kg)	2549	black
SPORT HIP & BELLY-BANDEAU	Gr. II S/M Gr. IV L/XL Gr. VI XXL	2546	black
SPORT TANKTOP Femmes avec des bretelles larges	Gr. II S/M Gr. IV L/XL	2540	black
SPORT TANKTOP Hommes sans manches	Gr. II S/M Gr. IV L/XL	2543	black
SPORT SHORTS unisex	Gr. II S/M Gr. IV L/XL Gr. VI XXL	2534	black
SPORT CORSAIRE unisex	Gr. II S/M Gr. IV L/XL Gr. VI XXL	2535	black
SPORT LEGGINGS unisex	Gr. II S/M Gr. IV L/XL Gr. VI XXL	2530	





TAPE CORRECTION SOX

CHAUSSETTES TABI AVEC BANDES
INTÉGRÉES

TAPE CORRECTION LOOPS

BANDE CONTRACTANTE À BOUCLE NON
ADHÉSIVE RESPECTUEUSE DE LA PEAU




TYPE
**HALLUX
VALGUS**

TYPE
**HALLUX
VALGUS
+PLUS**


TYPE
**PIED
VALGUS
CONTRÔLE DE LA
PRONATION**

TYPE
**ORTEIL EN
GRIFFE**


Dévi-
ation du
gros orteil en cas
d'hallux valgus




Dévi-
ation avancée du
gros orteil combinée à
un pied valgus



Dévi-
ation du médio-
pied en cas de pied
valgus



Dévi-
ation du
petit orteil en cas
d'orteil en griffe



Les TAPE SOX sont des chaussettes japonaises tabi qui séparent différentes zones des orteils ou des chaussettes spéciales avec des bandes intégrées non adhésives respectueuses de la peau.

Les TAPE LOOPS respectueuses de la peau sont utilisées pour corriger l'hallux valgus et l'orteil en griffe. Les COMPRESSANA TAPE SOX et LOOPS combinent les avantages des thérapies conservatrices traditionnelles, telles que la physiothérapie avec le kinésio-taping, afin de prévenir la déviation du pied ou des orteils. Elles ne présentent pas d'effets secondaires. Elles peuvent être utilisées sur le long terme pour des problèmes dont la cause est d'origine fonctionnelle. À savoir: oignons, pieds plats, pieds étalés et orteils en griffe. L'utilisation préventive, thérapeutique et corrective des chaussettes taping permet de lutter contre une aggravation de la pathologie et les plaintes ultérieures telles que les douleurs du pied et des articulations ou de l'arthrose au niveau l'articulation du gros orteil.

En prévention: les COMPRESSANA TAPE SOX et LOOPS peuvent être portées à titre préventif en cas de déviation existante ou en cours de développement.

En post-opératoire: à la suite d'une opération, en cas d'oignons ou d'orteils en griffe, les chaussettes taping permettent de consolider le succès de l'opération en agissant contre la déviation locale.

Les chaussettes de correction apportent un véritable soulagement et un maintien aux pieds plats et aux pieds étalés.



Composition du produit TAPE SOX

HALLUX VALGUS / ORTEIL EN GRIFFE:

90% coton, 9% polyamide, 1% élasthanne

HALLUX VALGUS+ PLUS:

88% coton, 9% polyamide, 3% élasthanne

PIED VALGUS:

45% polyester, 44% coton, 9% polyamide, 2% élasthanne

Composition du produit TAPE LOOPS

50% polyuréthane, 37% polyamide, 13% élasthanne

Produit	Coloris	Taille / Pointure	N° art.	Niveaux de correction
TAPE SOX Type Hallux valgus (oignons)	white blue black	I – VII 33–46	3101 3102 3103	Léger* Moyen** Élevé**
TAPE SOX Type Hallux valgus + Plus avec correction du pied valgus	black	II – VII 35–46	3133	Élevé
TAPE SOX Type orteil en griffe	black	II – VII 35–46	3113	Élevé
TAPE SOX Type pied valgus (contrôle de la pronation)	black	K1 – VII 29–46	3123	Élevé
TAPE LOOPS Hallux valgus, orteil en griffe	ocean make-up diamond	31–48	3150	Élevé
TAPE LOOP Gros orteil/articulation en selle du gros orteil avec boucle d'enroulement et bande réglable à gauche et à droite	make-up diamond	II / S/M IV / L/XL	3190 left 3190 right	Variable

*Tailles I - VII uniquement disponibles en black **Tailles I - VII en black, tailles II - VI également disponibles en white et blue

Tailles	K1	K2	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Pointure env.	29-30 K/10,5-11,5	31-32 K/12-13,5	33-34 1-1,5	35-36 2-3,5	37-38 4-5	39-40 5,5-6,5	41-42 7-8	43-44 8,5-9,5	45-46 10-11	47-48 11,5-12,5
Tailles Pouce-loop			I	II	III	IV	V			
Circonférence du poignet en cm			12-14	14-16	16-18	18-20	20-22			

NOUVEAU

Chaussettes santé

Confort thérapeutique pour pieds sensibles

La gamme chaussettes santé offre des solutions et un véritable soulagement à tout type de pieds douloureux, en mauvaise santé et à problèmes. Les chaussettes santé GoWell haute qualité sont „Made in Germany“.

- **Pieds sensibles et vulnérables à la pression**
- **Pieds avec déformations et adhérences**
- **Extensions au niveau du pied, par exemple porteur d'une orthèse**
- **Pieds froids**
- **Transpiration des pieds, odeur de pied, champignons, bactéries**

Les chaussettes santé ne sont pas des chaussettes conventionnelles. Les fibres modernes - en particulier la fibre d'argent X-Static - unique en son genre, le traitement bicouche respectueux de la température corporelle et la technologie complexe de rembourrage molletonnée permettent d'obtenir des produits de santé répondant aux exigences les plus élevées.

MED Soft



Convient aux personnes souffrant de diabète et de rhumatismes – prend soin des veines

Produit	Coloris	Taille	N° art.
MED Soft Coton Chaussette fine, souple et spéciale sans compression	black	I 36/38	3010
	dark blue	II 38/40	
	white*	III 40/42	
	nature*	IV 43/45	
		V 46/48	
* résistant à une température de 90° Celsius			

Des chaussettes en fibres naturelles qui respectent la peau et votre portemonnaie

Composition du produit

97% coton, 3% élasthanne



Pointe finition main
pour un confort
sans pareille



Tige extrêmement
flexible et bord non
comprimant

Partie flexible
du pied pour
les extensions

Ajustement parfait,
sans plis jusqu'aux
orteils

MED Multi



Convient aux personnes souffrant de diabète et de rhumatismes

Produit	Coloris	Taille	N° art.
MED Multi Soulagement de la pression, chaussette médicale multifonctionnelle extrêmement souple	  	II 35/38 III 39/42 IV 43/45 V 46/48	3015

Pieds au sec, chaussettes molletonnées et légères grâce à l'utilisation du polypropylène et du coton

Composition du produit


75% coton, 12% polypropylène, 8% polyamide, 5% élasthanne



MED Thermo



Convient aux personnes souffrant de diabète et de rhumatismes

Produit	Coloris	Taille	N° art.
MED Thermo Chaussette médicale spéciale, réchauffante et rembourrée, pour soulager la pression, extrêmement adaptable		II 35/38 III 39/42 IV 43/45 V 46/48	3115

Sèche, chaude et molletonnée grâce à l'emploi de laine et de X-Static

Composition du produit

60% coton, 20% polyester, 15% polyamide, 3% élasthanne, 2% X-Static / argent




MED X-Static



Chaussette spéciale avec fibres d'argent

Antimicrobienne pour une atmosphère saine pour les pieds, convient aux personnes souffrant de diabète et de rhumatismes

Produit	Coloris	Taille	N° art.
MED X-Static Chaussette médicale spéciale, avec protection bioactive grâce à l'argent pur		I 36/38 II 38/40 III 40/42 IV 43/45 V 46/48	3007

Régulation de la température et de l'humidité grâce au X-Static Coolmax

Composition du produit

64% polyester, 21% coton, 8% X-Static, 4% élasthanne, 3% polyamide



COMPRESSANA INTRA

Sous-chaussette avec système de fixation pour le traitement modulaire des plaies et de la peau

Champ d'application:

- Fixation de pansements pour le traitement de petites lésions cutanées
- Fixation antidérapante de pelotes, d'inserts de protection contre la pression et de coussinets pour le traitement de situations complexes d'un point de vue médical et anatomique au niveau du pied, de la cheville ou du mollet
- En association avec des bas de compression à tricotage rectiligne ou circulaire, des pelotes de pression et des pansements pour le traitement modulaire des ulcères
- Pour les patients à la peau sensible, à mettre sous des bas de compression et des bandages
- En raison de sa grande souplesse, il convient de les porter, en les préférant aux chaussettes/mi-bas, en cas de sensibilité à la pression, de déformations, d'adhérence, de larges circonférences de jambe et de pied, etc.
- Parties d'orteils (bandage ou protection des orteils) idéales pour accompagner le traitement des espaces entre les orteils ou en association avec des bas de compression ou de contention à pointe ouverte.
- Pour protéger le pied ainsi que la jambe contre les frottements et les éraflures, il est recommandé de porter COMPRESSANA INTRA sous les bas/chaussettes. Il est ainsi possible d'éviter les effets causés par des influences mécaniques, par exemple les ampoules et les plaies. En association avec les bas/chaussettes Thermo-support ou d'autres produits en laine, elles offrent une protection optimale contre le froid ainsi qu'une protection contre les éventuelles réactions allergiques provoquées par les produits en laine.

La fibre X-static ainsi que le fil Argentex sont constitués d'une couche d'argent pur, qui est irréversiblement liée à la surface de la fibre textile. L'argent est intégré dans la face intérieure du tricot serré et agit directement sur la peau. En raison de la finesse et de la structure spéciale de la fibre, COMPRESSANA INTRA est extrêmement douce, lisse et surtout très respectueuse de la peau.

L'argent est utilisé pour les peaux sensibles, abîmées et irritées, ainsi que pour les maladies chroniques de la peau. Les ions d'argent se répandent lorsque la fibre entre en contact avec la peau, réagissent avec la cellule du microbe et présentent ainsi un effet antimicrobien. L'argent réduit l'apparition d'odeurs. En outre, sa conductivité exceptionnelle favorise la thermorégulation et réduit l'électricité statique en permettant la dissipation des charges électrostatiques.



**Sous-chaussette
doigts de pied INTRA,
pointe fermée**



**Sous-chaussette
X-Static INTRA**



**INTRA FineLiner AG,
sous-bas/sur-bas**

Produit	Colour	Taille	N° art.
Chaussette doigts de pied INTRA, pointe fermée avec maintien de l'avant-pied pour soulager les symptômes de l'hallux valgus	white	Taille unique	0090
Sous-chaussette X-Static INTRA	silver	Taille unique	0094
Sous-bas/sur-bas FineLiner AG	white	Taille unique	0083



COMPRESSANA SKIN CARE

Les produits ont été développés en étroite collaboration avec des fabricants renommés dans le domaine de la cosmétique dermatologique. Seules des formulations contenant des ingrédients testés avec succès en clinique et en pratique depuis de nombreuses années sont utilisées. Les produits sont également bien tolérés par les personnes allergiques, les diabétiques et les personnes souffrant de neurodermite.



COMPRESSANA SKIN PROTECT

Crème de soin intensive réparatrice

Régénération de la peau et soins des zones cutanées abîmées et sensibles, même en cas de troubles veineux. L'effet antimicrobien de l'argent réduit le risque d'infection. Le complexe réparateur peut contrer l'inflammation, l'irritation, etc. et favorise le renouvellement cutané.

Pour une utilisation régulière, notamment après le port de bas de contention et de compression, il est recommandé de l'appliquer surtout sur les zones cutanées irritées. Également adaptée aux personnes souffrant de neurodermite et de diabète.

Ingédients: aqua, triglycérade caprylique/caprique, panthénol, glycérine, pentyène glycol, distéarate de polyglycéril-3 méthylglucose, oxyde de zinc, stéarate de glycéryle, alcool stéarylique, tocophérol, argent, acide citrique



COMPRESSANA TONIC

- **Revitalise + renforce les veines**
- **Rafrâchit + apaise les jambes**
- **Nourrit + hydrate**
- **Extraits de plantes médicinales de marronnier d'Inde, de sauge, de consoude et d'hamamélis**
- **Complexe de soin à l'huile d'onagre et de noyau d'abricot**
- **Également recommandé pour les jambes au cours de la GROSSESSE**

Ce tonique combine des agents pour les veines éprouvés et des substances de soin durables pour créer une composition unique et bien tolérée. Associé à des bas de contention et de compression, la circulation sanguine et la micro-circulation peuvent s'en trouver améliorées. Peut également être pulvérisé directement sur les bas.

Ingédients: aqua, alcool dénaturé, glycérine, huile de ricin hydrogénée PEG-40, lactate de sodium, menthol, acide lactique, extrait d'hamamélis de Virginie, huile de litsée citronnée, huile d'onagre, huile de noyau d'abricot, extrait de racine de consoude, extrait de graine de marronnier d'Inde, camphre, huile de bois de cade, linalol, géranol



Produit	N° art.
SKIN PROTECT tube 75 ml	0757

Produit	N° art.
TONIKUM spray 200 ml	0953
TONIKUM spray 50 ml	0952

COMPRESSANA DERMA LOTION

Protection émolliente et cutanée très intensive pour les varices, le lipœdème, l'œdème lymphatique et les maladies de la peau.

La lotion assure une hydratation intensive et durable, protège la peau, qui reste souple et résistante, prévient les irritations et les démangeaisons. Pour une utilisation régulière après le port de bas de contention.

Ingédients: aqua, palmitate d'isopropyle, triglycérade caprylique/caprique, butylène glycol, urée, polyglycéril-3 dillinoléate de dimère de diostéaryle, diméthicone et diméthiconol, sulfate de magnésium, huile de ricin hydrogénée, cire d'abeille, phénylpropanol, tocophérol, bisabolol, extrait de feuille myrte citronnée, citral



**Bouteille de
plastique
RECYCLÉ**

Produit	N° art.
DERMA LOTION flacon 500 ml	0950
DERMA LOTION flacon 200 ml	0947

COMPRESSANA HYDRO LOTION

Pour une meilleure tolérance et une meilleure adhérence des bas. Convient également pour une application dans la zone supérieure du bord adhésif en silicone, avant et après le port des bas de contention.

Soin de protection contre les irritations et démangeaisons. Calme et apaise les peaux sensibles en les protégeant des irritations mécaniques et des frottements. Améliore la régénération de la peau et assure une hydratation de longue durée.

Ingédients: aqua, triglycérade caprylique/caprique, glycérine, pentylène glycol, distéarate de polyglycéril-3 méthylglucose, Laureth-9, alcool stéarylique, stéarate de glycéryle, oxyde de zinc, tocophérol, acide citrique, gomme xanthane



Produit	N° art.
HYDRO LOTION flacon 200 ml	0920
HYDRO LOTION 50 ml spray sans air	0951

COMPRESSANA VLIES

Compresse pratiques pour la peau et les bandes

Compressana VLIES est utilisé pour soigner les zones de la peau soumises à un traitement de compression - même dans la zone de la bande de silicone - et pour nettoyer le revêtement en silicone si nécessaire. Le liquide contenu dans la compresse protège les peaux sensibles contre les irritations, apaise les démangeaisons, hydrate et élimine la peau squameuse. Les irritations cutanées sont évitées. Le produit garantit également un meilleur maintien, une meilleure fixation des bas de contention et empêche qu'ils ne glissent. Peut être utilisé avant, pendant et après le port de bas de contention.

Ingédients: aqua, triglycérade caprylique/caprique, pentylène glycol, laureth-9, huile de ricin hydrogénée PEG-40



Produit	N° art.
VLIES compresses en sachets, paquet de 10	0954

COMPRESSANA VEIN BALM

Le baume pour les veines protège et nourrit la peau et procure une sensation agréable et fraîche avant et après le port des bas de contention.

Pénètre rapidement, sans laisser de traces. Des ingrédients naturels sélectionnés (marronnier d'Inde, extrait fluide d'arnica et huiles essentielles telles que l'eucalyptus, le camphre et le romarin) apportent une aide supplémentaire et offrent un soin en cas de problèmes veineux.

Ingédients: Aqua, Alcohol Denat., Paraffinum Liquidum, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Urea, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydrogenated Polydecene, Trideceth-10, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, Camphor, Alcohol, Arnica Montana Flower Extract, Aesculus Hippocastanum Extract.



Produit	N° art.
Vein balm pot 150 ml	0104
Vein balm mini-tube 50 ml	0113



Socquettes et protège-bas



Chaussettes mode courtes. En superposition des bas/collants de contention, les chaussettes courtes permettent d'avoir les pieds au chaud quand il fait froid et protègent les mailles contre les dommages causés par les chaussures ou les petits cailloux.

- Chaussettes basses au confort optimal
- Bande élastique plate et non comprimante au niveau du bord
- Particulièrement flexibles et souples
- Respirantes, peu volumineuses
- Plus confortables qu'en étant pieds nus dans la chaussure
- Protège le tricot des bas contre les dommages au niveau du pied
- Créent une atmosphère saine et agréable dans la chaussure
- Peuvent aider à éviter les ampoules

Produit	Coloris	Taille	N° art.
Socquettes en laine (80% laine, 20% PA)	anthracite	35 – 38	1003
		39 – 42	
		43 – 45	
Socquettes en coton (98% coton, 2% EA)	nature	35 – 38	1004
		39 – 42	
		43 – 45	
	black	35 – 38	
		39 – 42	
		43 – 45	
Protège-bas en coton, soie (60% coton, 40% PA)		35-38	1005
		39-42	



COMPRESSANA GmbH

Böhmerwaldstr. 3 · 93073 Neutraubling · Germany
Tel.: +49 (0) 9401 9226-0 · Fax: +49 (0) 9401 9226-20
info@compressana.de · www.compressana.de

A member of the Juzo Group