

**COMPRESSANA**  
**PROFILAKTYCZNE WYROBY KOMPRESYJNE**



Zdrowe i  
piękne nogi

# CIENKIE POŃCZOCHY PODTRZYMUJĄCE

## Witalność i piękno

Stać mocno na zdrowych nogach i zarazem atrakcyjnie wyglądać – to marzenie każdej kobiety! Nasze nowoczesne, wyróżniające się najwyższą jakością dopasowane wyroby pończosznicze CALYPSO to efekt intensywnych prac nad rozwojem produktu i wieloletniego doświadczenia.


Zadbaj delikatnie i czule o swoje nogi dzięki miękkim, połyskliwym i przezroczystym materiałom z mikrowłókien oraz optymalnemu dopasowaniu. Przyjemne i stymulujące działanie pończoch COMPRESSANA CALYPSO można odczuć już podczas zakładania. Wrażenie witalności i energii będzie Ci towarzyszyć przez cały czas noszenia i pozwoli kroczyć przez życie bez niedogodności.

### Odpowiednie wyroby pończosznicze na każdą okazję

Wybierz stopień oddziaływania od lekkiego do silnego oraz wygląd – od transparentnego do nieprzezroczystego.

### Gwarancja jakości

Nasz standard jakości „długotrwałego użytkowania” gwarantuje, że stosujemy wyłącznie najlepsze przędze wysokiej jakości, opracowane lub wyprodukowane przez nas. Rezultatem starannego i złożonego procesu produkcji są wysokiej jakości pończochy zapewniające przyjemny komfort noszenia, z piękną powierzchnią ze wzorem siatki.



[www.compressana.de](http://www.compressana.de)



## Prawidłowy ucisk ma znaczenie

Działanie wyrobów COMPRESSANA CALYPSO opiera się na anatomicznie prawidłowym profilu ucisku wzdłuż kończyny dolnej. Delikatny ucisk (mierzony w mmHg) wspomaga żyły transportujące odtlenowaną krew z powrotem do serca i przynosi ulgę nogom. Rezultatem są wyraźnie piękniejsze nogi i dobre samopoczucie, jakiego doznajesz, gdy robisz coś dla swojego zdrowia.

100%

COMPRESSANA CALYPSO to moda pończosznicza w trzech wariantach. Wybór od miękkiego do forte pod względem wsparcia i od ultra miękkiego do prawie nieprzezroczystego pod względem wyglądu.

- idealnie dopasowany anatomiczny kształt
- wysoka trwałość dzięki podwójnie nawijanej przędzy
- rozbudowane sekcje pięty i palców
- mikromiękkie i przyjazne dla skóry



# COMPRESSANA CALYPSO 140



Rajstopy i pończochy kształtujące sylwetkę z silnym efektem podtrzymującym wspomagają funkcjonowanie żył. COMPRESSANA CALYPSO 140 cechuje się atrakcyjną, równomierną i gładką strukturą oczek oraz wyglądem i satynowym połyskiem dopasowanych pończoch wysokiej jakości.






- elegancka struktura drobnej siateczki – niemal nieprzeźroczysta
- anatomiczny kształt i dopasowanie
- wzmocnienia na palcach i pięcie
- duża wytrzymałość

ok. 15–18 mmHg

**Klasa podtrzymywania**  **silny ucisk 140 den**

Skład materiałowy

78% poliamid, 22% elastan

Produkt	Rozmiary	Nr art.	Kolory
 Rajstopy z wygodną częścią majtkową	<b>I-VI</b> XS–XXL	9010	make-up silk pearl fumo darkblue black aubergine petrol*
 Rajstopy „Queensize” Bardzo szeroka część majtkowa i nogawki, wzmocniane	<b>III Max</b> <b>VI Max</b>	9011	silk <b>Bardzo szerokie</b> black
 Pończochy samonośne zakrywające całe udo z mankietem z samonośną koronką	<b>I-V</b> XS–XL	9017	make-up silk pearl fumo darkblue black aubergine petrol*
 Podkolanówki z miękkim mankietem	<b>I-VI</b> XS–XXL	9015	make-up silk pearl fumo darkblue black aubergine petrol*
 Podkolanówki bez palców	<b>I-VI</b> XS–XXL	9016	silk <b>Do stóp z problemami</b> black

również w **DWUPAK**  
2x silk lub 2x black

\* aubergine i petrol dostępne w rozmiarach od II do V

## CALYPSO 140 DEN Queensize

Rozmiar	Wzrost:
<b>III Max</b>	150–175 cm
<b>VI Max</b>	170–190 cm

**Podkolanówki bez palców do butów bez palców czy stóp z problemami**



Rajstopy 70 DEN i 140 DEN z wygodną częścią brzuszną

Asymetryczna część brzuszną z optymalnym dopasowaniem. Różne rozmiary oczek siatki z rezerwami rozciągliwości w części brzusznej zapewnią idealne dopasowanie w każdej sytuacji.



# COMPRESSANA CALYPSO 70



Doskonale połączenie skuteczności i szyku. Przewiewne i przezroczyste jak dopasowane pończochy: CALYPSO 70 to maksymalny komfort noszenia i jakość wykonania. Różnorodna i wszechstronna oferta produktów pozwala zaspokoić wszystkie pragnienia.


























- anatomiczny kształt i dopasowanie
- miękkie, przyjazne dla skóry i przezroczyste (wyglądem przypominają 20 DEN)
- niewidoczna pięta i palce

ok. 12–14 mmHg

**Klasa podtrzymywania** || **średni ucisk 70 DEN**


**Skład materiałowy**

80% poliamid, 20% elastan

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory				
 Rajstopy z wygodną częścią majtkową	<b>I-VI</b> XS–XXL	7010					
 Rajstopy bardzo szerokie / ciężowe <b>Dla ciężarnych</b>	<b>II-VI</b> S–XXL	7011					
 Pończochy samonośne zakrywające całe udo z mankietem z samonośną koronką	<b>I-V</b> XS–XL	7017					
 Zakrywające całe udo pończochy do noszenia z pasem do pończoch	<b>I-V</b> XS–XL	7019					
 Podkolanówki z miękkim mankietem z dzianiny	<b>I-VI</b> XS–XXL	7015					

Co trzecia kobieta ma żylaki podczas pierwszej ciąży. W kolejnych ciążach aż sześć na dziesięć kobiet ma problemy z żyłami i wiele z nich ma nadzieję, że żylaki znikną po porodzie. Jednak znaczne rozszerzenie żył często pozostaje, co następnie prowadzi do progresji żylaków.

Najbardziej rozsądnym i skutecznym środkiem zapobiegawczym dla ciężkich, zmęczonych nóg jest noszenie pończoch lub rajstóp podtrzymujących COMPRESSANA. Wspiera to żyły nóg od zewnątrz i poprawia krążenie w nogach. Nawet objawy ciąży, takie jak nudności i zawroty głowy, mogą zostać złagodzone.



## Rajstopy 70 DEN i 140 DEN z wygodną częścią brzuszną

Asymetryczna część brzuszna z optymalnym dopasowaniem. Różne rozmiary oczek siatki z rezerwami rozciągliwości w części brzusznej zapewnią idealne dopasowanie w każdej sytuacji.






# COMPRESSANA CALYPSO 40

Dopasowane przezroczyste rajstopy i pończochy o doskonałym wykonaniu. Zaawansowana technologia dziania i szycia. Z subtelnym efektem komfortowego podtrzymywania. Przyjemność noszenia przez cały dzień.

- rajstopy z modną niewzmocnioną częścią brzuszną
- subtelna przejrzystość aż do koniuszków palców
- jedwabisty połysk





ok. 10 mmHg

**Klasa podtrzymywania** | **lekki ucisk 40 den**

Skład materiałowy

85% poliamid, 15% elastan

Produkt	Rozmiary	Nr art.	Kolory			
 Rajstopy „tutto nudo” z przezroczystą częścią majtkową	<b>I-VI</b> XS-XXL	4010	<table border="1"> <tr> <td>cafecreme</td> <td>black</td> <td></td> </tr> </table>	cafecreme	black	
cafecreme	black					
 Podkolanówki z podeszwą masującą	<b>II-IV</b> S/M, M/L, XL	4016	<table border="1"> <tr> <td>cafecreme</td> <td>black</td> <td><b>RADA</b> Komfort stóp</td> </tr> </table>	cafecreme	black	<b>RADA</b> Komfort stóp
cafecreme	black	<b>RADA</b> Komfort stóp				

**wygoda** dzięki  
podeszwie masującej



## Rozmiary Calypso 140, 70, 40

Rozmiar	Rozmiar odzieży		Rozmiar buta	Masa w kg	Typ figury
<b>I</b>	XS	34-36	36-38	ok. 43-52	smukła – niska
<b>II</b>	S	36-38	37-39	ok. 50-60	smukła – standardowa
<b>III</b>	M	40-42	39-40	ok. 57-66	standardowa
<b>IV</b>	L	42-44	40-42	ok. 63-75	standardowa – wysoka
<b>V</b>	XL	44-46	41-43	ok. 73-90	solidna – standardowa
<b>VI</b>	XXL	48-50/52	41-43	> 80	dużych rozmiarów



UNISEX

# COMPRESSANA MICROCOTTON



Zakrywające całe udo pończochy z ozdobnym mankietem silikonowym i rajstopy o wyjątkowo dużej zawartości bawełny to niezrównany i luksusowy komfort noszenia. Dla osób ceniących dotyk naturalnej bawełny na skórze. Dla pań, które nie gustują w cienkich syntetycznych pończochach podtrzymujących lub uważają, że są one zbyt przezroczyste i prześwitujące.





- nieprzejrzysta drobna dzianina o atrakcyjnym wyglądzie
- puszyste, miękkie i gładkie, oddychające
- z naturalną bawełną przyjazną dla skóry
- doskonały komfort noszenia
- powierzchnia zewnętrzna: mikrofibra, powierzchnia wewnętrzna: naturalna bawełna oraz wysokoelastyczna lycra

ok. 14 mmHg

**Klasa podtrzymywania II** średni ucisk

Skład materiałowy

55% bawełna, 32% poliamid, 13% elastan

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 MICROCOTTON Rajstopy	<b>II-V</b> S-XL/XXL	2010	
 MICROCOTTON Pończochy zakrywające całe udo z ozdobnym, samonośnym mankietem	<b>II-V</b> S-XL	2017	

Wzór z silikonowych wypustek zapewnia bezpieczne przyleganie



## Rozmiary

Rozmiar	Rozmiar odzieży	Wzrost w cm	Masa w kg	Typ figury	Rozmiar buta	
<b>II</b>	S	ok. 150–165	ok. 50–60	smukła – niska	35–38	3–5
<b>III</b>	M	ok. 160–175	ok. 58–70	standardowy	37–40	4½–6½
<b>IV</b>	L	ok. 165–180	ok. 68–80	standardowa – wysoka	39–42	6–8
<b>V</b>	XL	ok. 165–185	> 80	solidna – standardowa	42–45	8–10½

Rajstopy i pończochy Microcotton mogą być noszone również przez mężczyzn. Będą jednak obowiązywały inne rozmiary. Dla mężczyzn: III=S, IV=M, V=L-XL.

# FUNKCJONALNE POŃCZOCHY PODKOLANOWE z włókien naturalnych i wysokowydajnych


Linia produktów jest zgodna z trendami i łączy komfort z nowoczesnym, modnym wyglądem. Naturalna wełna i bawełna, jak również terapeutycznie skuteczne włókna srebra, termoizolacyjne ThermoLite czy przytulna mikrobawełna to innowacyjne pomysły o nieporównywalnych właściwościach użytkowych.



# COMPRESSANA TWIN

Miękkie, przyjemne w dotyku, a równocześnie skuteczne i trwałe. Jakość premium, trwałość i nieblaknące kolory dzięki zastosowaniu bawełny barwionej w masie. Pomogą także w ustanawianiu rekordów w sporcie i regeneracji.

- wyjątkowo wyraźne działanie podtrzymujące
- dla skóry wrażliwej teraz także niebarwione i odporne na gotowanie 95°





Odkryte palce



ok. 21 mmHg


**Klasa podtrzymywania IV** silny ucisk

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 <b>Podkolanówki TWIN</b> z palcami, z zawartością bawełny	I-VI 35-48	2315	vanilla graphite black
 <b>Podkolanówki TWIN</b> z odkrytymi palcami, z zawartością bawełny	I-VI 35-48	2316	vanilla black <b>Odkryte palce</b>

Rozmiary serii TWIN	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V	XXL / VI	Skład materiałowy
Przybliżony rozmiar buta	35-38 3-5	37-40 4½-6½	39-42 6-8	41-44 7½-9½	43-46 9-11	45-48 10½-12½	65% bawełna, 22% poliamid, 13% elastan

# COMPRESSANA TWIST

- sportowe, delikatne i eleganckie
- przewiewne i lekkie
- miękkie i gładkie



ok. 18 mmHg

**Klasa podtrzymywania III** forte

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 <b>Podkolanówki TWIST</b> z bawełną	I-VI 36-48	2015	white vanilla anthracite darkblue black aubergine* petrol*

\* dostępne w rozmiarach 36 - 46 (I - V)

Rozmiary serii TWIST	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V	XXL / VI	Skład materiałowy
Przybliżony rozmiar buta	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11	46-48 11-12½	58% bawełna, 26% poliamid, 16% elastan

# COMPRESSANA ACTIV


## Skarpety podtrzymujące z bawełną

- efekt podtrzymania stopy i kostki
- zapewniają przyjemne i pewne podtrzymywanie podczas pracy, uprawiania sportu w czasie wolnym
- mogą zapobiegać obrzękom i łagodzić ból

ok. 18 mmHg

**Klasa podtrzymywania** III forte



Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 <b>ACTIV</b> skarpety sportowe i rekreacyjne z efektem podtrzymania i wsparcia stopy i kostki	I-V 36-46	2009	white    darkblue    black

Rozmiary serii ACTIV	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Przybliżony rozmiar buta	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11

### Skład materiałowy

58% bawełna, 26% poliamid, 16% elastan

# COMPRESSANA X-STATIC

## Podkolanówki z włóknem X-Static


- włókno o właściwościach antybakteryjnych, przeciugrzybiczych i redukujących nieprzyjemne zapachy
- łagodzi świąd
- odprowadza wilgoć
- reguluje temperaturę
- właściwości antystatyczne

z myślą o wrażliwej skórze i stopach



ok. 18 mmHg

**Klasa podtrzymywania** III forte


Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 <b>X-STATIC</b> podkolanówki ze włóknami srebra	I-V 36-46	2215	black

Rozmiary serii X-STATIC	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Przybliżony rozmiar buta	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11

### Skład materiałowy

54% poliester, 34% poliamid, 6% włókno X-Static/srebro, 6% elastan

# COMPRESSANA THERMO



## Podkolanówki z wełną

- działanie ocieplające i podtrzymujące ochroni przed marznięciem stóp
- miękkie i przyjemne w dotyku
- wełna z merynosów oraz przędza Thermolite
- dla mężczyzn i kobiet







Główną zaletą wełny jest jej zdolność do wchłaniania wilgoci w ilości do 30% własnej wagi bez uczucia wilgoci. Powietrze zawarte w zagłębieniach włókien tworzy warstwę izolacyjną, która z jednej strony nie pozwala na dotarcie zimnych temperatur zewnętrznych do skóry, a z drugiej magazynuje ciepło ciała. Przy stosowaniu wełny merynosowej o największej gęstości włókien nerwy skóry nie są podrażniane i dlatego wełna ta jest przez większość ludzi postrzegana jest jako wygodna. Wełna ma również właściwości antybakteryjne. Nawet po ciężkim dniu noszenia skarpety z wysokiej jakości wełny nadal przyjemnie pachną.

COMPRESSANA THERMO jest również odpowiednia jako podbicie w ekstremalnie niskich temperaturach lub ze względu na naturalną ochronę wełny przed pęcherzami, np. podczas wędrówek lub uprawiania sportu.

Thermolite: Funkcjonalne włókno Thermolite jest wbudowane w podeszwę stopy w celu zapewnienia izolacji. Dzięki technologii wydrążonych włókien Thermolite oferuje przytulne ciepło przy bardzo niskiej wadze. Duża powierzchnia i tekstura Thermolite umożliwiają najlepszy transport wilgoci i szybkie odparowanie. Thermolite jest idealnym idealnie uzupełnia się z wysokiej jakości wełną.

ok. 16 mmHg

## Klasa podtrzymywania forte

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 <b>THERMO</b> podkolanówki z wełną	<b>I-V</b> 36-46	2415	  

Rozmiary serii THERMO	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Przybliżony rozmiar buta	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11

Skład materiałowy
46% wełna (wełna merynosów), 42% poliamid, 8% elastan, 4% przędza Thermolite (PES)

# COMPRESSANA LIFESTYLE ALLROUND & VIBE

Podkolanówki z efektem kompresji na każdy dzień






## COMPRESSANA

# LIFESTYLE ALLROUND





### COMFORT SOCKS

1. Stopniowana kompresja
2. Odprowadzanie wilgoci i szybkie schnięcie
3. Podeszwa wyścielana materiałem Air-Comfort\*
4. Wsparcie łuku
5. Bezszywowe palce

\*Wyścielana podeszwa i obszary stóp dla większego komfortu, uczucia miękkości i ochrony wrażliwych stóp przed uciskiem, bólem i pęcherzami



**podtrzymanie i ucisk ok. 15 - 20 mmHg**

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 ALLROUND podkolanówki	<b>III-V</b> 38/40-44/48	4915	 white  graphit  black

**Skład materiałowy**


47% poliester, 28% poliamid,  
18% bawełna, 7% elastan

## COMPRESSANA

# LIFESTYLE VIBE

### POWER SOCKS

1. Granica komfortu
2. Stopniowany ucisk
3. Odprowadzanie wilgoci i szybkie schnięcie
4. Łatwe do założenia
5. Bezszywowe palce



**podtrzymanie i ucisk ok. 15 - 20 mmHg**

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 VIBE podkolanówki	<b>II-V</b> 35/38-44/48	4913	 cool dot  super stripe  groovy zebra  super blue

**NOWOŚĆ**

**Skład materiałowy**

cool dot / groovy zebra:  
85% poliamid, 15% elastan  
super stripe / super blue:  
84% poliamid, 16% elastan

Rozmiary	II / S	III / M	IV / L	V / XL
Rozmiar buta ok.	35-38 3-5	38-40 5-6,5	40-44 6,5-9,5	44-48 9,5-12,5
Łydka eC in cm	30-41	32-44	34-46	37-49
Kostka eB in cm	18,5-22,5	19,5-23,5	20,5-24,5	21,5-25,5

Wybierz odpowiedni rozmiar na podstawie rozmiaru buta. Sprawdź, czy wymiary kostki i łydki mieszczą się w zakresie podanym dla danego rozmiaru. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, użyj rozmiaru buta z wymiarami kostki/ łydki.

# COMPRESSANA SPORT POWER SOCKS

Sportowe wyroby uciskowe zyskują na popularności wśród sportowców-amatorów, którzy inspirują się gwiazdami sportu. W wielu korzystnych opiniach użytkowników sportowcy wspominają o mniejszym zmęczeniu, lepszej wydajności i szybszej regeneracji. COMPRESSANA Power Socks mogą zmniejszać obrzęk, skurcze, podatność na urazy, ból itp.

## INVERNO ZIMOWE

- + Ciepło i wygoda
- + Pochłaniają wilgoć i przepuszczają powietrze
- + Można także używać z butami narciarskimi
- + Jaskrawe i odblaskowe



WEŁNA MERYNO-  
SÓW I JEDWAB

## SUPPORT

DO UŻYTKU LATEM I W POMIESZCZENIACH

- + Zapewniają chłód i suchość
- + Właściwości hydrofobowe
- + Szybkoschnące
- + Lekkość i komfort noszenia



COOLMAX

## COMPETITION CAŁOROCZNE

- + Higiena i komfort
- + Bardzo cienkie i aksamitnie miękkie
- + Bez nieprzyjemnych zapachów!



TECHNOLOGIA  
BAKTERIOSTATYCZNA



# POWER SOCKS SPORT SUPPORT



podtrzymanie i ucisk  
ok. 18 mmHg

#### Skład materiałowy

46% poliamid, 44% włókno Coolmax (PES), 10% elastan

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
<b>SPORT SUPPORT</b> Podkolanówki sportowe z włóknem Coolmax	<b>II-V</b> 35-48	2005	white    black

Rozmiary serii SPORT SUPPORT	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Przybliżony rozmiar buta	35-38 2½-5	39-42 6-8	43-45 9-10	46-48 11-12½

# POWER SOCKS SPORT INVERNO



podtrzymanie i ucisk  
ok. 18 mmHg

#### Skład materiałowy

46% poliamid, 30% wełna (wełna merynosów),  
16% elastan, 6% jedwab, 2% odblaskowy poliester

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
<b>SPORT INVERNO</b> Podkolanówki sportowe z mieszanką wełny i jedwabiu	<b>II-V</b> 35-48	2550	silver/ neonblue     black/ neonred

Rozmiary serii SPORT INVERNO	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Przybliżony rozmiar buta	35-38 2½-5	39-42 6-8	43-45 9-10	46-48 11-12½









jaskrawe  
i odblaskowe

# POWER SOCKS SPORT COMPETITION

## CAŁOROCZNE



**podtrzymanie i ucisk  
ok. 21 mmHg**

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
 <b>PODKOLANÓWKI SPORT COMPETITION</b> Podkolanówki sportowe	I-V 36-46	2525	 anthracite darkblue black
 <b>Getry SPORT COMPETITION</b> Getry z mikrofibrą	II, III, IV XS/S, M, L/ XL	2511	 black
 <b>Skarpety SPORT COMPETITION</b> Skarpety sportowe z mikrofibrą	I-V 36-46	2519	 black
 <b>Skarpety z kontrolą pronacji SPORT COMPETITION</b> Skarpety z taśmami do kontroli pronacji	I-V 36-46	2520	 black

### Rozmiary serii SPORT COMPETITION

Podkolanówki/ skarpety	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Przybliżony rozmiar buta	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11

### Skład materiałowy

Podkolanówki: 40% włókno bakteriostatyczne Q-Skin (PA), 37% poliamid, 18% elastan, 5% bawełna

Getry: 42% poliamid, 40% poliester o właściwościach bakteriostatycznych, 18% elastan

Skarpety: 55% poliester o właściwościach bakteriostatycznych, 36% poliamid, 9% elastan

Skarpety z kontrolą pronacji: 53% poliester o właściwościach bakteriostatycznych, 35% poliamid, 12% elastan

Getry:	XS-S / II	M / III	L-XL / IV
Budowa ciała i przybliżony wzrost	smukła / niska > 150	standardowa > 170	wysoka / solidna > 185

# POWER SOCKS SPORT COMPETITION



## PODKOLANÓWKI

- + Higiena i komfort
- + Bardzo cienkie i aksamitnie miękkie
- + Bez nieprzyjemnych zapachów!
- + Oddychające wzmocnienie podszwy z bawełną



## GETRY I SKARPETY

- + Większa elastyczność i swoboda ruchów
- + Doskonale sprawdzają się w zależności od sytuacji i dyscypliny sportu
- + W połączeniu tworzą zgraną drużynę
- + Bardzo łatwe wkładanie i zdejmowanie



## SKARPETY Z KONTROLĄ PRONACJI

Odciążające i poprawiające wydajność skarpety uciskowe z wbudowanymi taśmami do sportów wytrzymałościowych w przypadku nadpronacji (stopa płasko-koślawą)

Nieprzylepne taśmy, które są zgrzewane na skarpetach, stymulują mięśnie i stabilizują stopę w trzech wymiarach w łuku podłużnym i poprzecznym, dzięki czemu siły występujące przy dużych obciążeniach są lepiej absorbowane i rozpraszane. W różnych dyscyplinach sportowych korekcja stóp za pomocą taśm i ucisku może również prowadzić do zmniejszenia dyskomfortu w bucie.





# COMPRESSANA SPORT

## FIR-TECNOLOGIA PODCZERWIENI

### DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI I SZYBSZEGO ODZYSKIWANIA DANYCH

Wraz z nową gamą produktów SPORT FIR, COMPRESSANA uzupełnia swoje skarpetki kompresyjne SPORT o dzianiny bezszwowe do pleców, które wspierają różne części ciała w zależności od rodzaju sportu lub aktywności rekreacyjnej.

Dzianiny te korzystnie przylegają do ciała podczas ruchu i umożliwiają lepszą wymianę powietrza i wilgoci dzięki strukturze przypominającej siatkę.

Wyposażone w przędzę na podczerwień, ciepło wypromieniowane z ciała jest odbijane przez dzianinę sportową z powrotem do tkanki skórnej w postaci długofalowego promieniowania podczerwonego. Tylko daleka podczerwień (FIR) przekazuje energię wyłącznie w postaci ciepła i tym samym sprzyja dobremu samopoczuciu, regeneracji i zdrowiu.

Szczególnie podczas ćwiczeń sportowych lub w czasie wolnym, gdy mięśnie i stawy są poddawane większym obciążeniom, organizm oddaje dużą część swojej energii z powrotem do otoczenia w postaci ciepła. Aby przeciwdziałać tej utracie energii i związanemu z tym ochłodzeniu, dzianina FIR przyjemnie przewodzi ciepło z powrotem do ciała przez skórę za pomocą osadzonych, niepodatnych na pranie i naturalnych minerałów.

Ten efekt dogrzewający cienkiej dzianiny FIR, w połączeniu z hamującymi zapachy, równoważącymi temperaturę i wilgoć mikrowłóknami funkcjonalnymi i lekkim efektem kompresji, przyczynia się do fizycznego wsparcia. Idealnym rozwiązaniem jest zwiększenie wydajności podczas aktywności sportowej i szybsza regeneracja podczas przerw na odpoczynek: krążenie krwi jest zauważalnie zwiększone przez ciepło i w połączeniu z kompresją. Korzystnie wpływa to na mięśnie, stawy, a także na skórę lub jej wygląd. Dodatkowo można zmniejszyć podatność na urazy.

Produkty z nowej serii COMPRESSANA SPORT FIR są również oddychające i zapewniają optymalną regulację temperatury ciała, nawet w przypadku pocenia się. Funkcjonalna odzież sportowo-rekreacyjna nadaje się zarówno na wysokie temperatury latem, jak i na wilgotne chłody jesienią, a w razie potrzeby można ją nosić także pod spodem.

Wnioski: SPORT FIR wspiera dobre samopoczucie przez cały rok, o każdej porze roku.



Bezszwowa dzianina sportowa o właściwościach rozgrzewających z technologią podczerwieni (FIR)

- + przekształca naturalną energię ciała w promienie podczerwone
- + odbija ciepło w sposób delikatny i głęboki
- + efekt energetyzujący i rewitalizujący

Struktura dzianiny przypominająca ścieg oferuje korzyści dla odzieży w zakresie przytulności, elastyczności i zarządzania wilgocią.

Szwy optymalnie dopasowują się do ciała podczas ruchu, umożliwiają lepszą wymianę powietrza i wilgoci oraz mniej się marszczą.

# COMPRESSANA SPORT FIR-TECHNOLOGIA PODCZERWIENI



## SPORT SUPPORT BRA

Biustonosz 190den wsparcie kompresyjne z FIR Mikrofaser bez szwów.

### Skład materiałowy

90% poliamid, 10% elastan



## SPORT WINGS SLEEVES

Rękawy na ramię wspomagające kompresję unisex z FIR Microfibre bez szwów.

### Skład materiałowy

53% poliester, 37% poliamid, 10% elastan



## SPORT HIP & BELLY- BANDEAU

Unisex bandeau brzuszne bezszwowe ze zróżnicowaną kompresją 180den działa wspierająco, odciążająco i kształtuje sylwetkę; nadaje się również do regresji.

### Skład materiałowy

96% poliamid, 4% elastan



## SPORT TANKTOP

damski z mikrofibry FIR bezszwowy z szerokimi ramiączkami.

### Skład materiałowy

94% poliamid, 6% elastan



## SPORT TANKTOP

Tanktop męski z mikrofibry FIR bez szwu i bez rękawów.

### Skład materiałowy

100% poliamid





## SPORT SHORTS

Shorty 160den wsparcie kompresji unisex z FIR Microfibre bez szwu.

### Skład materiałowy

96% poliamid, 4% elastan



## SPORT CAPRIPANTS

Spodnie Capri 160den wspomagające kompresję unisex z FIR Microfibre bez szwów.

### Skład materiałowy

96% poliamid, 4% elastan



## SPORT LEGGINS

Legginsy 160den wsparcie kompresyjne unisex z FIR Microfibre bez szwów.

### Skład materiałowy

96% poliamid, 4% elastan

Produkt	Rozmiar	Nr art.	Kolory
<b>SPORT SUPPORT BRA</b>	Gr. II S/M Gr. III M/L Gr. IV L/XL	2547	black
<b>SPORT WINGS</b> unisex rękawy na ramię	Gr. II S/M (40-60 kg) Gr. III M/L (60-80 kg) Gr. VI XL/XXL (> 80 kg)	2549	black
<b>SPORT HIP &amp; BELLY-BANDEAU</b>	Gr. II S/M Gr. IV L/XL Gr. VI XXL	2546	black
<b>SPORT TANKTOP Women</b> z szerokimi paskami	Gr. II S/M Gr. IV L/XL	2540	black
<b>SPORT TANKTOP Men</b> bez rękawów	Gr. II S/M Gr. IV L/XL	2543	black
<b>SPORT SHORTS</b> unisex	Gr. II S/M Gr. IV L/XL Gr. VI XXL	2534	black
<b>SPORT CAPRIPANTS</b> unisex	Gr. II S/M Gr. IV L/XL Gr. VI XXL	2535	black
<b>SPORT LEGGINS</b> unisex	Gr. II S/M Gr. IV L/XL Gr. VI XXL	2530	black




# TAPE CORRECTION SOX

SKARPETY TABI Z TAŚMAMI  
W ŚRODKU

# TAPE CORRECTION LOOPS

NIEPRZYLEPNE PĘTLE Z TAŚMĄ  
PRZYJAZNEJ DLA SKÓRY




TYP \_\_\_\_\_  
**PALUCH  
KOŚŁAWY**

TYP \_\_\_\_\_  
**PALUCH  
KOŚŁAWY  
+PLUS**


TYP \_\_\_\_\_  
**STOPA PŁAS-  
KO-KOŚŁAWA  
KONTROLA  
PRONACJI**

TYP \_\_\_\_\_  
**PALEC  
MŁOTKO-  
WATY**


Deformacja dużego  
palca u stopy  
w przypadku  
palucha koślawego




Zaawansowana  
deformacja palucha  
w połączeniu ze stopą  
płasko-koślawą



Deformacja  
śródstopia  
w przypadku stopy  
płasko-koślawej



Deformacja małego  
palca u nogi w  
przypadku palca  
młotkowatego



## TAPE SOX to japońskie skarpety tabi z wydzielonymi strefami palców lub specjalne skarpety z wszytymi nieprzylepnymi i przyjaznymi dla skóry taśmami.

Przyjazne dla skóry TAPE LOOPS są mocowane do dzianiny, aby skorygować paluch koślawy i palec młotkowaty.

COMPRESSANA TAPE SOX oraz LOOPS to połączenie korzyści płynących z terapii zachowawczej, takiej jak fizjoterapia, z kinesiopięciem, w celu przeciwdziałania nieprawidłowemu ustawieniu stopy lub palców. Nie powodują żadnych działań niepożądanych. Mogą być stosowane długoterminowo w przypadku problemów o podłożu funkcjonalnym. Należą do nich między innymi: haluksy, płaskostopie, palce koślawe i palce młotkowate. Zapobiegawcze, lecznicze i korekcyjne stosowanie skarpet z taśmą może zapobiec pogorszeniu stanu i późniejszym dolegliwościom, takim jak bóle stóp i stawów lub choroba zwyrodnieniowa stawów palucha.

Zastosowanie zapobiegawcze: COMPRESSANA TAPE SOX i LOOPS mogą być stosowane jako środek zapobiegawczy w przypadku istniejącej lub rozwijającej się deformacji.

Zastosowanie pooperacyjne: Po operacji haluksów lub palców młotkowatych skarpety z taśmą mogą pomóc w utrzymaniu korzystnego rezultatu operacji poprzez przeciwdziałanie miejscowej deformacji.

Skarpety korekcyjne zapewniają ulgę i podparcie w przypadku płaskostopia i koślawości stóp.



### Skład materiałowy TAPE SOX

#### PALUCH KOŚLAWY / PALEC MŁOTKOWATY:

90% bawełna, 9% poliamid, 1% elastan

#### PALUCH KOŚLAWY+ PLUS:

88% bawełna, 9% poliamid, 3% elastan

#### STOPA PŁASKO-KOŚLAWA:

45% poliester, 44% bawełna, 9% poliamid, 2% elastan

### Skład materiałowy TAPE LOOPS

50% poliuretan, 37% poliamid, 13% elastan

Produkt	Kolory	Rozmiar / Rozmiar buta	Nr art.	Stopnie korekcji
<b>TAPE SOX</b> Typ Paluch koślawy (haluksy)	white blue black	I-VII 33-46	3101 3102 3103	Lekki ucisk* Średni ucisk** Silny ucisk**
<b>TAPE SOX</b> Typ Paluch koślawy + Plus z korektą stopy płasko-koślawej	black	II-VII 35-46	3133	Silny ucisk
<b>TAPE SOX</b> Typ Palec młotkowaty	black	II-VII 35-46	3113	Silny ucisk
<b>SKARPETA Z TAŚMĄ</b> Typ Stopa płasko-koślawą (kontrola pronacji)	black	K1-VII 29-46	3123	Silny ucisk
<b>TAPE LOOPS</b> Paluch koślawy, palec młotkowaty	ocean make-up diamond	31-48	3150	Silny ucisk
<b>TAPE LOOPS</b> Kciuk / staw siodełkowy kciuka z pętlą zwijaną i regulowaną opaską dla lewej i prawej strony	make-up diamond	II / S/M IV / L/XL	3190 lewa 3190 prawa	Ucisk zmienny

\*Rozmiary I - VII dostępne tylko w kolorze black \*\*Rozmiary I - VII w kolorze black, rozmiary II - VI dostępne również w kolorze white i blue

Rozmiary	K1	K2	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Przybliżony rozmiar buta	29-30 K/10,5-11,5	31-32 K/12-13,5	33-34 1-1,5	35-36 2-3,5	37-38 4-5	39-40 5,5-6,5	41-42 7-8	43-44 8,5-9,5	45-46 10-11	47-48 11,5-12,5
Rozmiary Kciuk			I	II	III	IV	V			
Obwód nadgarstka w cm			12-14	14-16	16-18	18-20	20-22			

# Skarpety ZDROWOTNE

## Komfort dla wrażliwych stóp

Linia skarpety zdrowotne oferuje rozwiązania i ulgę dla każdego rodzaju obolałych i problematycznych stóp z różnymi schorzeniami. Wysokiej jakości skarpety zdrowotne mają oznaczenie „Wyprodukowano w Niemczech”.

- Stopy wrażliwe na nacisk i podatne na nacisk
- Stopy z deformacjami i zrostami
- Z wyrobami usztywniającymi, np. dla osób noszących ortozy
- Marznące stopy
- Pocenie się stóp, nieprzyjemny zapach stóp, grzyby, bakterie

Skarpety zdrowotne nie są zwykłymi skarpetkami. Nowoczesne włókna, przede wszystkim unikatowe srebrne włókno X-Static, skutecznie regulująca temperaturę dwuwarstwowa obróbka i kompleksowa technologia wyścielanego podbicia dają w rezultacie wyrób zdrowotny spełniający najwyższe wymagania.

## MED Soft



Odpowiednie dla diabetyków i chorych na reumatyzm – przyjazne dla żył

Produkt	Kolory	Rozmiar	Nr art.
<b>MED Soft Cotton</b> Cienka, miękka skarpetka specjalna bezuciskowa	 <b>black</b>  <b>dark blue</b>  <b>white*</b>  <b>nature*</b>	I 36/38 II 38/40 III 40/42 IV 43/45 V 46/48	3010

\* próba wysokiej temperatury w 90°

Przyjazne dla skóry i budżetu skarpety z włóknami naturalnymi

### Skład materiałowy

97% bawełna, 3% elastan



Wyjątkowo elastyczna część obejmująca kostkę i nieograniczający ruchów mankiel

Elastyczna część obejmująca stopy umożliwia zakładanie na wyroby usztywniające

Doskonale dopasowanie bez marszczenia aż po końce palców

Ręcznie wykańczana część na palce zapewnia wyjątkowy komfort

## MED Multi



Odpowiednie dla diabetyków i chorych na reumatyzm

Produkt	Kolory	Rozmiar	Nr art.
<b>MED Multi</b> Odciażająca, niezwykle elastyczna medyczna skarpetka wielofunkcyjna	  	II 35/38 III 39/42 IV 43/45 V 46/48	3015

Suche stopy, delikatne i lekkie skarpety dzięki zastosowaniu włókna Polycolon i bawełny

### Skład materiałowy


75% bawełna, 12% polipropylen, 8% poliamid, 5% elastan



## MED Thermo



Odpowiednie dla diabetyków i chorych na reumatyzm

Produkt	Kolory	Rozmiar	Nr art.
<b>MED Thermo</b> Odciażające, ogrzewające i wyścielane medyczne skarpetki specjalne, wyjątkowo wszechstronne		II 35/38 III 39/42 IV 43/45 V 46/48	3115

Utrzymujące suchość, ciepłe i przyjemne w dotyku dzięki zastosowaniu wełny i włókna X-Static

### Skład materiałowy

60% wełna, 20% poliester, 15% poliamid, 3% elastan, 2% włókno X-Static/srebro




## MED X-Static

Skarpetki specjalne z zawartością włókien srebra



Właściwości przeciwdrobnoustrojowe zapewniają stopom zdrowy klimat, skarpetki są odpowiednie dla diabetyków i chorych na reumatyzm

Produkt	Kolory	Rozmiar	Nr art.
<b>MED X-Static</b> Cienkie specjalne skarpetki medyczne, chronią bioaktywnie dzięki zawartości czystego srebra		I 36/38 II 38/40 III 40/42 IV 43/45 V 46/48	3007

Regulacja temperatury i wilgotności dzięki włóknom X-Static Coolmax

### Skład materiałowy

64% poliester, 21% bawełna, 8% włókno X-Static/srebro, 4% elastan, 3% poliamid



# COMPRESSANA INTRA

## Warstwa podstawowa i system mocowania do modułowego leczenia ran i chorób skóry

Zakres zastosowań:

- Mocowanie opatrunków na rany w leczeniu małych uszkodzeń skóry
- Antypoślizgowe mocowanie wkładek uciskowych, wkładek chroniących przed naciskiem oraz wkładek do leczenia skomplikowanych pod względem medycznym i anatomicznym stanów stopy, kostki lub podudzia
- W połączeniu z płasko- lub okrągłodzianymi pończochami uciskowymi, wkładkami uciskowymi i opatrunkami na rany do modułowego leczenia owrzodzeń.
- Dla pacjentów z wrażliwą skórą do zakładania pod pończochy uciskowe i podtrzymujące
- Dzięki wysokiej elastyczności można je nosić zamiast skarpetek/podkolanówek w przypadku nadmiernej tkliwości, deformacji, zrostów, dużego obwodu kończyn dolnych i stóp itp.
- Elementy napalcowe (podparcie lub ochrona palców) idealne do leczenia podtrzymującego luk między palcami lub w połączeniu z pończochami uciskowymi lub podtrzymującymi z odkrytymi palcami.
- Zaleca się noszenie COMPRESSANA INTRA pod skarpetami/pończochami w celu ochrony stóp i kończyn dolnych przed otarciami i odparzeniami. Dzięki temu można uniknąć uszkodzeń mechanicznych, np. pęcherzy i otarć. W połączeniu z pończochami/skarpetami Thermo-support lub innymi wyrobami wełnianymi zapewniają optymalną ochronę przed zimnem, jak również chronią przed ewentualnymi reakcjami alergicznymi, jakie mogą powodować wyroby wełniane.

Włókno X-static oraz przędza Argentex składają się z warstwy czystego srebra, która jest trwale połączona z powierzchnią włókna tekstylnego. Srebro jest wtopione po wewnętrznej stronie przylegającej do skóry dzianiny i oddziałuje na nią bezpośrednio. Dzięki delikatności i specjalnej strukturze włókna wyroby COMPRESSANA INTRA są wyjątkowo miękkie, gładkie, a co najważniejsze wyjątkowo przyjazne dla skóry.

Srebro niszczy wiele bakterii i grzybów oraz zmniejsza ryzyko zakażeń. Włókna srebra stosuje się w przypadku skóry wrażliwej, poddawanej czynnikom stresowym, zmienionej zapalnie, a także przy przewlekłych chorobach skóry. W kontakcie włókna ze skórą powstają jony srebra, które reagują z białkami drobnoustrojów i w ten sposób przejawiają działanie przeciwdrobnoustrojowe. Srebro ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Ponadto jego znakomita przewodność sprzyja termoregulacji i zmniejsza liczbę ładunków elektrycznych.



INTRA, skarpeta na palce,  
z zakrytymi palcami



INTRA, skarpeta stanowiąca  
warstwę podstawową, X-Static



INTRA, FineLiner AG

Produkt	Kolor	Rozmiar	Nr art.
INTRA, skarpeta na palce, z zakrytymi palcami z podparciem przedniej części stopy w celu złagodzenia objawów palucha koślawego	white	Rozmiar uniwersalny	0090
INTRA, skarpeta stanowiąca warstwę podstawową SkinProtect®Silver X-Static	silver	Rozmiar uniwersalny	0094
INTRA, FineLiner AG	white	Rozmiar uniwersalny	0083



## COMPRESSANA SKIN CARE

Produkty zostały opracowane w ścisłej współpracy z renomowanymi producentami w dziedzinie kosmetyków dermatologicznych. Stosowane są wyłącznie formuły ze składnikami, które zostały z powodzeniem wypróbowane i przetestowane w klinikach i w praktyce przez wiele lat. Produkty są również dobrze tolerowane przez alergików, diabetyków i osoby cierpiące na neurodermit.



### COMPRESSANA SKIN PROTECT

Krem intensywnie pielęgnujący i regenerujący

Regeneracja skóry i intensywna pielęgnacja narażonych na stres, wrażliwych obszarów skóry, również w przypadku zaburzeń żylnych. Działanie przeciwdrobnoustrojowe srebra zmniejsza ryzyko infekcji. **Kompleks regeneracyjny może przeciwdziałać stanom zapalnym, podrażnieniom, itp. oraz wspomaga odnowę skóry.**

Do regularnego stosowania, szczególnie po noszeniu pończoch podtrzymujących i uciskowych, polecany szczególnie w przypadku podrażnionych obszarów skóry. Odpowiedni również dla osób z neurodermą i diabetyków.

Składniki: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Panthenol, Glycerin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Zinc Oxide, Glycerol Stearate, Stearyl Alcohol, Tocopherol, Silver, Citric Acid



### COMPRESSANA TONIC

- **Ożywia + wzmacnia żyły**
- **Odświeża i chłodzi kończyny dolne**
- **Odżywia + nawilża**
- **Lecznicze wyciągi roślinne z kasztanowca, szalwii, komosy i oczaru wirginijskiego**
- **Kompleks pielęgnacyjny z olejem z wiesiołka i olejem z pestek moreli**
- **Polecany również do stosowania na nogi w okresie CIĄŻY**

Tonik łączy w sobie sprawdzone substancje oddziałujące na żyły i zrównoważone substancje pielęgnacyjne, tworząc unikatową i dobrze tolerowaną kompozycję. W połączeniu z pończochami podtrzymującymi i uciskowymi pozwala poprawić krążenie krwi i mikrokrążenie. Prosty sposób użycia! Można nim spryskiwać pończochy bezpośrednio.

Składniki: Aqua, Alcohol Denat, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lactate, Menthol, Lactic Acid, Hamamelis, Virginiana Leaf Extract, Litsea Cubeba Fruit Oil, Oenothera Biennis Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Symphytum Officinale Root Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Camphor, Juniperus Oxycedrus Wood Oil, Linalool, Geraniol



Produkt	Nr art.
SKIN PROTECT Tubka 75 ml	0757

Produkt	Nr art.
TONIC Spray 200 ml	0953
TONIC Spray 50 ml	0952



## COMPRESSANA DERMA LOTION

**Wysoce intensywny emolient i środek chroniący skórę przy żyłakach, obrzękach tętniczych, obrzękach limfatycznych i chorobach skóry.**

Balsam zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie. Chroni skórę, poprawia jej jędrność i odporność, zapobiega podrażnieniom i swędzeniu. Do regularnego stosowania po noszeniu pończoch podtrzymujących i funkcjonalnych.

Składniki: Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Urea, Diisostearyl Polyglyceryl-3 Dimer Dinoleate, Dimethicone and Dimethiconol, Magnesium Sulfate, Hydrogenated Castor Oil, Cera Alba, Phenylpropanol, Tocopherol, Bisabolol, Backhousia Citriodora Leaf Extract, Citral



## COMPRESSANA HYDRO LOTION

**W celu zapewnienia lepszej tolerancji i przyczepności pończoch. Można również stosować w obszarze górnej części mankietu i silikonowej krawędzi przylepnej, przed założeniem pończoch podtrzymujących i po ich zdjęciu.**

Intensywna pielęgnacja chroniąca przed swędzeniem i podrażnieniami. Łagodzi i koi wrażliwą skórę narażoną na mechaniczne podrażnienia i otarcia. Poprawia regenerację skóry i zapewnia jej długotrwałe nawilżenie.

Składniki: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Laureth-9, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Zinc Oxide, Tocopherol, Citric Acid, Xanthan Gum



Produkt	Nr art.
DERMA LOTION Butelka 500 ml	0950
DERMA LOTION Butelka 200 ml	0947

Produkt	Nr art.
HYDRO LOTION Butelka 200 ml	0920
HYDRO LOTION Spray bezpowietrzny 50 ml	0951

## COMPRESSANA VLIES

**Praktyczne chusteczki pielęgnacyjne do skóry i opaski**

Chusteczki Compressana VLIES służą do pielęgnacji obszarów skóry poddawanych terapii uciskowej – również w regionie opaski – oraz do czyszczenia powłoki silikonowej w razie potrzeby. Płyn zawarty w chusteczkach pielęgnacyjnych chroni wrażliwą skórę przed podrażnieniami, łagodzi swędzenie, nawilża i usuwa tłuszczyk się naskórek. Zapobiega podrażnieniu skóry. Zapewnia również lepsze przyleganie i dopasowanie pończoch podtrzymujących oraz zapobiega ich zsuwaniu się. Może być stosowany przed, w trakcie i po założeniu pończoch podtrzymujących.

Składniki: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil



Produkt	Nr art.
VLIES to chusteczki w saszetkach, zestaw 10 szt.	0954

## COMPRESSANA VEIN BALM

**Balsam do pielęgnacji żył chroni i odżywia skórę oraz daje przyjemne uczucie świeżości przed założeniem pończoch podtrzymujących i po ich zdjęciu.**

Wchłania się szybko i nie pozostawia osadów. Wybrane naturalne składniki (kasztanowiec, wyciąg płynny z arniki i olejki eteryczne, jak eukaliptus, kamfora i rozmaryn) zapewniają dodatkową pomoc i pielęgnację skóry przy problemach z żyłami.

Składniki: Aqua, Alcohol Denat., Paraffinum Liquidum, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Urea, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydrogenated Polydecene, Trideceth-10, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, Camphor, Alcohol, Arnica Montana Flower Extract, Aesculus Hippocastanum Extract.



Produkt	Nr art.
Vein Balm Stoiczek 150 ml	0104
Vein Balm Minibutelka 50 ml	0113



## Skarpety do butów i stopki

Skarpety do butów z wełną



Skarpety do butów z bawełną



Stopki z bawełną



Modne skarpety z krótką częścią górną. Skarpety zakładane na pończochy/rajstopy zapewniają ciepło stopom w chłodniejszych miesiącach roku i chronią oczka siatki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez obuwie lub małe kamienie.

- Stopki zapewniające najwyższy komfort noszenia
- Płaska, niekrępująca ruchów opaska przy mankietcie
- Wyjątkowo elastyczne i miękkie
- Oddychające, cienkie
- Bardziej komfortowe niż wkładanie buta na bosą stopę
- Chronią cenne wyroby pończosznicze przed uszkodzeniami na stopie
- Tworzą zdrowe i przyjemne warunki w bucie
- Mogą pomóc w uniknięciu pęcherzy

Produkt	Kolory	Rozmiar	Nr art.
Skarpety do butów z wełną, (80% wełna, 20% PA)	anthracite	35–38	1003
		39–42	
		43–45	
Skarpety do butów z bawełną, (98% bawełna, 2% EA)	nature	35–38	1004
		39–42	
		43–45	
	black	35–38	
		39–42	
		43–45	
Stopki z bawełną, (60% bawełna, 40% PA)	silk	35–38	1005
		39–42	





**COMPRESSANA GmbH**

Böhmerwaldstr. 3 · 93073 Neutraubling · Germany  
Tel.: +49 (0) 9401 9226-0 · Fax: +49 (0) 9401 9226-20  
info@compressana.de · www.compressana.de

A member of the Juzo Group