



www.compressana.de

Anziehhilfen – so einfach geht's leichter!

Das korrekte Anlegen von Kompressionsstrümpfen spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg der Kompressionstherapie. Nur wenn die Strümpfe perfekt sitzen, entfalten sie ihre volle medizinische Wirkung. Doch gerade das An- und Ausziehen fällt vielen Menschen schwer.

Betroffen sind Patienten jeglichen Alters. Vor allem der nötige Kraft- und Zeitaufwand macht das tägliche Anziehen für viele zur Last. In einigen Fällen ist sogar die Hilfe einer weiteren Person notwendig.

Welche Probleme können beim An- und Ausziehen auftreten?

- Das Strumpfmateriale zu greifen und zu dehnen ist mühsam.
- Der Schub über die Ferse erfordert einen hohen Kraftaufwand.
- Die Haut kann unter der Reibung beim Schieben und Drapieren der Strümpfe leiden.
- Durch falsche Anziehtechnik können Falten und damit Einschnürungen entstehen.

Als Resultat sinkt bei den Betroffenen die Akzeptanz zur Kompressionstherapie und sie verzichten bewusst auf das Tragen der Strümpfe. Dabei ist gerade hier die regelmäßige Anwendung ausschlaggebend für den Therapieerfolg.

Simple Helferlein erleichtern den täglichen Umgang mit Kompressionsprodukten

Mit der Verwendung von Anziehhilfen kann der Anzieherfolg erheblich erhöht werden. Dies ist durch Studien belegt. So wurde festgestellt, dass nur 60% der Patienten über 65 Jahren selbstständig Kompressionsstrümpfe anziehen konnten. Mit dem Einsatz von Applikationshilfen stieg der Anteil auf 93% an.

Trotzdem werden entsprechende Hilfen gemessen am Bedarf der Patienten zu selten in Anspruch genommen. Im Jahr 2010 wurde nur zu jeder 29. Kompressionsversorgung eine Anziehhilfe vom Arzt verordnet. Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass der Patient oftmals nur unzureichend beraten wird. Viele Kompressionsstrumpfträger wissen gar nicht, dass es Anziehhilfen gibt und dass diese bei körperlichen Einschränkungen vom Arzt verordnet werden können.

An alle, die es lieber leichter mögen: Lassen Sie sich beraten!



Anziehhilfen für alle, die es leicht und komfortabel mögen!



Unverbindlich testen!

Wenn Sie nicht sicher sind, welche COMPRESSANA Anziehhilfe für Sie die Richtige ist und welche eine wirkliche Erleichterung bringt, können Sie die An- und Ausziehhilfen unverbindlich testen. Ihr Apotheker oder Fachhändler zeigt Ihnen gerne, wie Applikationshilfen anzuwenden sind und steht Ihnen für die erste Einweisung zur Seite.

Gleithilfen

Gleithilfen basieren auf einem simplen aber genialen Prinzip: Ein besonders glattes Tuch, das zwischen Strumpf und Bein gewickelt wird, reduziert den Reibungswiderstand beim Anziehen enorm. Damit lassen sich die Strümpfe mit erheblich weniger Kraftaufwand anlegen. Durch die geringe Größe sind Gleithilfen auch ideal für Reisen und unterwegs geeignet.

COMPRESSANA EASY

COMPRESSANA EASY gibt es für Bein- und Armstrümpfe. Um Arm oder Bein gelegt, ermöglicht EASY problemloses Anlegen **sogar über Verbände und Unterstrümpfe.**

EASY



COMPRESSANA SNAPPER

Die Innovation von COMPRESSANA. Das besonders gleitfähige Material und die spezielle Konstruktion ermöglichen schnelles und komfortables Anziehen mit minimalem Kraftaufwand – **sogar bei feuchter oder eingecremter Haut.** Der COMPRESSANA SNAPPER erleichtert den Einstieg in die Kompressionstherapie und ist ideal für alle, die erstmals Kompressionsstrümpfe verordnet bekommen.

SNAPPER



Tipp:

Mit COMPRESSANA Strumpfhandschuhen haben Sie einen besseren Griff, um das Gestrick gleichmäßig am Bein zu verteilen. Auch der Sitz angezogener oder verrutschter Strümpfe lässt sich so leicht korrigieren.

An- und Ausziehstation

Der COMPRESSANA MASTER ist die ideale Anziehstation für zuhause. Der Strumpf wird über das standfeste und stabile Gestell gestülpt und kann durch die langen Griffe ohne Kraftaufwand und lästiges Bücken im Sitzen nach oben gezogen werden. Durch die Vordehnung des Strumpfmaterials wird die Reibung auf der Haut vermindert und die Haut geschont. Zusätzlich wird das Gestrick der Strümpfe vor Beschädigungen geschützt. Der COMPRESSANA MASTER eignet sich **sogar bei Krankheiten oder Behinderungen mit erheblichen Funktionsstörungen der Finger-, Hand- und Armgelenke**, die das Anziehen von Strümpfen ohne Hilfsmittel unmöglich machen.

COMPRESSANA MASTER



Schauen Sie die Benutzung der Anziehhilfen im Video an: www.youtube.com/compressana

Stempel