

## FUNKTIONSZONEN FLACHSTRICK

### Innovative Stricktechnologie

Aus therapeutischer Sicht muss bei einer Funktionszone die Kompression in allen Gelenkstellungen kontinuierlich gewährleistet werden. COMPRESSANA kombiniert die Vorzüge von verschiedenen Strickverfahren, um einen konstanten, durchgängigen Kompressionsdruck zu erzielen und eine optimale Anpassung an die jeweilige Anatomie zu erreichen.

### Verfügbarkeit


- für COMPRESSANA FORTE PRO
- für die Kompressionsklassen 1–3 (18–46 mmHg)
- **Funktionszone Ellenbogen** für alle Ärmel, Ärmel mit Schulterkappe oder Haltegurt, und Bolero, die mindestens bis Messpunkt „cD“ reichen
- **Funktionszone Knie** für Halbschenkelstrümpfe, Schenkelstrümpfe, Strumpfhosen, Leggings und Caprihosen möglich
- **Funktionszone Rist** für alle Beinversorgungen mit offener oder geschlossener Fußspitze verfügbar
- **Funktionszone Knie** und **Rist** einzeln oder in Kombination erhältlich

Weitere Sonderausstattungen finden Sie in unserer aktuellen Preisliste.

### Farben

COMPRESSANA FORTE PRO mit Funktionszone ist sowohl in den 8 Standardfarben als auch in den 6 aktuellen Trendfarben erhältlich.

Standardfarben:



COLOURS Kompression 2024/25:




### Vorteile

- durchgängiger Kompressionsverlauf in allen Gelenkstellungen
- mehr Bewegungsfreiheit
- verbesserte Passform insbesondere in der Bewegung
- weniger Faltenbildung
- Schutz von empfindlichen Hautpartien

### Hilfsmittelnummern

- Hilfsmittelnummer (Abrechnungsposition): **Funktionszone Ellenbogen 17.99.99.2029**
- Hilfsmittelnummer (Abrechnungsposition): **Funktionszone Knie 17.99.99.2028**
- Hilfsmittelnummer (Abrechnungsposition): **90° Fuß mit Funktionszone Rist 17.99.99.2030**

Mehr Informationen zu den Sonderausstattungen für flachgestrickte Kompressionsversorgungen und den Hilfsmittelnummern bzw. Abrechnungspositionen finden Sie in der Broschüre „KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN FÜR DIE ÖDEMTERAPIE“ (Art. 0561).



### Mehr Bewegungsfreiheit mit Funktionszonen

Die Funktionszonen Ellenbogen, Knie und Rist sind optimal geeignet für aktive Patientinnen und Patienten. Also alle, die sich gerne und viel bewegen und dabei jeden Spielraum benötigen. Das Besondere dabei: Selbst während der Bewegung bleiben der durchgängige Kompressionsverlauf sowie die exzellente Passform erhalten. Der perfekte Sitz und eine verminderte Faltenbildung schonen empfindliche Hautpartien und reduzieren so Reizungen.



COMPRESSANA GmbH

Böhmerwaldstr. 3 · 93073 Neutraubling · Germany  
Tel.: +49 (0) 9401 9226-0 · Fax: +49 (0) 9401 9226-20  
info@compressana.de · www.compressana.de  
A member of the Juzo Group




Art.Nr. C292 cc 04/2024



## FUNKTIONSZONEN KNIE, RIST UND ELLENBOGEN

Für mehr Bewegungsfreiheit und weniger Hautreizungen



Weniger Einschneiden und Faltenbildung zum Schutz der sensiblen Haut in der Ellenbeuge

Verschiedene Stricktechniken verbessern die Passform in der Bewegung



Weniger Einschneiden und Faltenbildung zum Schutz der sensiblen Haut in der Kniekehle

Kombination verschiedener Stricktechniken für maximale Bewegungsfreiheit



90° Fuß mit Funktionszone Rist – für maximale Bewegungsfreiheit

Vermeidung von Einschneiden und Faltenbildung am Rist

## FUNKTIONSZONE ELLENBOGEN

Die Funktionszone Ellenbogen ermöglicht alle Bewegungen des Gelenks – mühelos und bequem. Eine spezielle Stricktechnik sorgt für weniger störende Falten in der Beuge. Dadurch werden Druckstellen und Hautreizungen im Beugesehenbereich vermieden.

Über diese optisch unauffällige Funktionszone freuen sich alle, die im Alltag die Arme oft anwinkeln. Das sind zum Beispiel Eltern mit kleinen Kindern auf dem Arm, Beschäftigte im Büro oder Handwerk und Sportbegeisterte.

Indikationen:

- Hautirritationen am Ellenbogen oder in der Ellenbeuge
- Arthrotische Veränderungen im Ellenbogengelenk
- Beugekontraktur
- Tätigkeit mit hoher Beanspruchung oder ständigem Anwinkeln des Arms

## FUNKTIONSZONE KNIE

Die Funktionszone Knie bietet mehr Flexibilität, eine optimale Passform und einen perfekten Sitz. Dabei deckt sie den gesamten Bereich rund um das Knie ab – und somit sein ganzes Bewegungsspektrum. Die erhöhte Längszüchtigkeit des Materials auf dem Knie ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.

In der Kniekehle sorgt eine spezielle Stricktechnik dafür, dass sich das extra weiche Gestrick beim Beugen perfekt anschmiegt. Das alles macht die Zone zum idealen Zusatz für Menschen, die ihre Knie im Alltag häufig oder stark abwinkeln.

Indikationen:

- Hautirritationen im Kniekehlenbereich
- Arthrotische Veränderungen im Kniegelenk
- Beugekontraktur
- Vorwiegend sitzende Tätigkeit

## FUNKTIONSZONE RIST

Die Funktionszone Rist schmiegt sich in jeder Fußstellung ideal an die Anatomie an und verbindet wirksame Kompression und optimale Passform. So bietet dieser optionale Zusatz mehr Bewegungsfreiheit und schützt die sensible Haut im Ristbereich. Die optisch unauffällige Zone ist innen angenehm weich und reduziert mögliche Falten beim Anwinkeln des Sprunggelenks.

Indikationen:

- Hautfalte im Ristbereich
- Prominente Extensorensehne
- Ausgeprägte Ferse
- Vorwiegend sitzende Tätigkeit