

# COMPRESSANA LYMPHKISSEN



Die Positionierungs- und Lagerungshilfe für Arm und Hand  
in der Entstauungs-, Schmerz- und Wundtherapie

## Positionierungs- und Lagerungshilfe für Arm und Hand in der Entstaunungs-, Schmerz- und Wundtherapie

Die Behandlung von Lymphödemen und schwerwiegenden Verletzungen im Arm- und Handbereich wird durch Hochlagerung unterstützt. Schwellungen werden verhindert oder verringert – Schmerzen, Spannungsgefühl und Lagerungsdruck können reduziert bzw. vermieden werden. Der Blutrückfluss zum Herzen und der Abtransport der anfallenden Lymphlast werden beschleunigt.

Das COMPRESSANA Lymphkissen ist eine wertvolle Behandlungsunterstützung, speziell im Rahmen der „Komplexen Entstaunungstherapie“ (KPE) in Kombination mit Lymphdrainage und/oder Kompressionstherapie. Daneben ist der Einsatz in der Schmerz- und Wundtherapie, z.B. nach chirurgischen Eingriffen, Verbrennungen/Verbrühungen bzw. bei Teilamputationen (Phantomschmerz), möglich.

Bei konsequenter Anwendung der COMPRESSANA Armlagerungshilfe kann neben der Unterstützung und Erleichterung der Patientenbehandlung, der Therapie- und Rehabilitationszeitraum verkürzt und die Mobilität gefördert werden.

Bei Lymphpatienten wird sogar eine dauerhafte Verbesserung der Lebensqualität erreicht.



## GRÖSSENTABELLE

Das COMPRESSANA Lymphkissen (**REF** Art. Nr.: 0550) ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.

## WO WIRD GEMESSEN?

Messpunkt: dickster Umfang am Unterarm.

GR. 1 (PZN-Nr.: 9717656) – Unterarmumfang  $\leq 30$  cm

GR. 2 (PZN-Nr.: 9731455) – Unterarmumfang  $> 30$  cm



Messpunkt: dickster Umfang am Unterarm

COMPRESSANA  
**LYMPHKISSEN**




## KOMFORT, HYGIENE UND MAXIMALE WIRKSAMKEIT – AUCH IM SCHLAF UND AM ARBEITSPLATZ

Um für die therapeutische Armlagerung auch bei häufiger Anwendung und langen Anwendungszeiträumen höchsten Komfort zu garantieren, verfügt die COMPRESSANA Armlagerungshilfe über eine spezielle 3D-Materialstruktur zur Klimaregulierung an der Armauflagefläche. Das poröse Abstandsgewirk lässt eine Luftzirkulation zwischen Arm und Auflagefläche entstehen, die überschüssige Wärme vom Körper ableitet und unangenehmes Schwitzen merklich verringert.

Bei Lymph- oder Lipödemen sowie bei Verbrennungen/Verbrühungen leiden die Patienten häufig unter bakteriellen Infektionen (Erysipelen, Abszessen oder Eitererregern, wie Staphylococcus). Diese verursachen zusätzliche Schwellungen, Juckreiz, Hautrötungen und Schmerzen. Deshalb ist die Armauflagefläche des COMPRESSANA Lymphkissens mit Silber beschichtet. Diese wirkt bakteriostatisch unter Beibehaltung des natürlichen Gleichgewichts der Hautflora und kann dabei helfen die lästigen Begleiterscheinungen einer Entzündung zu reduzieren und die betroffenen Stellen vor weiteren Infektionen zu schützen.

Der ultraleichte, anatomisch geformte, viskoelastische Schaumgrundkörper in Kombination mit der innovativen Armauflagefläche passt sich perfekt an und sorgt für eine therapiegerechte Positionierung, eine gleichmäßige Verteilung des Aufgedrucks und eine wirksame Druckentlastung des Arm- und Handbereichs.

Die druck- und einschnürungsfreie Fixierung des Arms mit dem flexibel anpassbaren Klettverschluss der Halterungsmanschette ermöglicht dem Anwender höchstmögliche Bewegungsfreiheit trotz Hochlagerung. Auch bei einem Wechsel der Lagerungsposition und während des Schlafs bleibt die stabile Armposition gewährleistet. Damit ist das Hilfsmittel komfortabel und variabel in vielen Lebenssituationen anwendbar: In Alltagssituationen, am Arbeitsplatz oder zur Prävention während der Nachtruhe.



*Beste medizinische Wirksamkeit vereint  
mit Komfort in höchster Qualität.*



Silverplus-Beschichtung

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Alle verwendeten Materialien sind hautverträglich, pflegeleicht und umweltschonend. Die textilen Materialien sind zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100. Sie erfüllen die geltenden humanökologischen Anforderungen und sind gesundheitlich unbedenklich.

**Seitenteile und Halterungsmanschette  
im Klettverschluss:** 100% BW

**3D-Gewirke mit Silberausrüstung  
(Armauflagefläche):** 100% PES

**Umhüllung des Schaumgrundkörpers:**  
PES-Gewirke mit PU-Beschichtung /  
70% PU, 30% PES



## WASCH- UND PFLEGEHINWEIS:

Durch den abziehbaren Bezug ist das Kissen leicht zu reinigen und besonders hygienisch. Der **Bezugsstoff** ist bei **40°C in der Waschmaschine** bei Verwendung eines Feinwaschmittels waschbar (siehe auch Etikett). Klettverschlüsse sind vor dem Waschen zu schließen. Den umhüllten **Schaumgrundkörper** nur feucht abwischen. Schaumgrundkörper **nicht in die Waschmaschine** und **nicht in den Trockner** geben.



COMPRESSANA GmbH  
Böhmerwaldstraße 3 · D-93073 Neutraubling  
Tel.: 09401 9226-0 · Fax: 09401 9226-20  
info@compressana.de · www.compressana.de

