






COMPRESSANA

Kompressionssegmente

Ärmel & obere Extremität flachgestrickt

Form	
 C-G	Ärmel
 C-H	Ärmel mit Schultergurt
 C-H	Ärmel mit BH-Halterung
 C-E	Unterarmsegment
 E-G F-G	Oberarmsegment

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

KKL 3 starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)