

COMPRESSANA FORTE stabil

Form

 A-d A-d kurz	Wadenstrümpfe
 A-d/H A-d/H kurz	Wadenstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
 A-f A-f/H	Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 A-g	Schenkelstrümpfe
 A-g/H	Schenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 A-g/T	Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung
 A-t/L A-t/R	Einbeinhose mit Beinansatz links oder rechts
 A-t	Strumpfhose ohne verstellbaren Taillebund

KKL 1 leichte Kompression
Art. Nr. 125 2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

KKL 2 mittlere Kompression
Art. Nr. 225 3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

KKL 3 starke Kompression
Art. Nr. 325 4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)

KKL 4 sehr starke Kompression
Art. Nr. 425 > 6,5 kPa (> 49 mmHg)



mit offener
Fußspitze



mit geschlossener
Fußspitze