


COMPRESSANA

Kompressionssegmente

Handteile

Form	
	Fingerling offen oder geschlossen
	Handteil bis c_1 mit Daumenansatz
	Handteil bis c_1 mit Fingeransätzen/geschl. Finger Handteil bis d oder e mit Fingeransätzen/geschl. Finger

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)