



COMPRESSANA COTTON pro

Form



A-d
A-d kurz

Wadenstrümpfe



A-d/H
A-d/H kurz

Wadenstrümpfe

- mit Noppen-Haftband (3,5 cm)
- mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)



A-f
A-f/H

Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe

- mit Noppen-Haftband
- mit Dekor-Haftband
- mit Spitzen-Haftband
- mit Softcontact-Haftband



A-g

Schenkelstrümpfe



A-g/H

Schenkelstrümpfe

- mit Noppen-Haftband
- mit Dekor-Haftband
- mit Spitzen-Haftband
- mit Softcontact-Haftband



A-g/T

Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung



A-t/L
A-t/R

Einbeinhose

mit Beinansatz links oder rechts



A-t

Strumpfhose

ohne verstellbaren Taillebund

KKL 1

leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

Art. Nr. 155

KKL 2

mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

Art. Nr. 255

KKL 3

starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)

Art. Nr. 355



mit offener
Fußspitze



mit geschlossener
Fußspitze