

COMPRESSANA FORTE pro

Form

 A-d A-d kurz	Wadenstrümpfe
 A-d/H A-d/H kurz	Wadenstrümpfe <ul style="list-style-type: none">• mit Noppen-Haftband (3,5 cm)• mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
 A-f A-f/H	Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none">• mit Noppen-Haftband• mit Dekor-Haftband• mit Spitzen-Haftband• mit Softcontact-Haftband
 A-g	Schenkelstrümpfe
 A-g/H	Schenkelstrümpfe <ul style="list-style-type: none">• mit Noppen-Haftband• mit Dekor-Haftband• mit Spitzen-Haftband• mit Softcontact-Haftband
 A-g/T	Schenkelstrümpfe mit Hüftbefestigung
 A-t/L A-t/R	Einbeinhose mit Beinansatz links oder rechts
 A-t	Strumpfhose ohne verstellbaren Taillenbund

KKL 1 leichte Kompression
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)
Art. Nr. 135

KKL 2 mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)
Art. Nr. 235

KKL 3 starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)
Art. Nr. 335

KKL 4 sehr starke Kompression
> 6,5 kPa (> 49 mmHg)
Art. Nr. 435



mit offener
Fußspitze



mit geschlossener
Fußspitze